

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT - ADVENTURE MEDICAL KITS TRAUMA PAK W/QUICK CLOT

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lékárničky](#)

Když jde o nouzové situace, odborníci vědí, že nadbytečné vybavení jen překáží. Rychle reagujte a poskytněte okamžitou traumatickou péči s tímto Trauma Pak, který obsahuje klíčové potřeby pro kontrolu krvácení na místě, dokud nepřijde lékařská pomoc. Tento trauma balíček obsahuje pouze nezbytnosti, včetně QuikClot od Adventure® Medical Kit, hemostatického obvazu, který zastavuje krvácení třikrát rychleji tím, že urychluje přirozený proces srážení vaší krve pomocí zeolitu. Kromě hemostatického obvazu tento balíček obsahuje kombinovaný obvaz, trojúhelníkový obvaz a obvazy z gázy, které pomáhají kontrolovat krvácení, a lepící pásku, aby vše drželo na svém místě. Balený v odolném, vodotěsném pouzdře, které se snadno vejde do kapsy BDU nebo do přihrádky v autě, je Trauma Pak kompaktní a snadno použitelný doplněk vaší lékárničky, soupravy pro první pomoc nebo každodenního nošení, který by vám mohl pomoci zachránit život. Navrženo pro okamžitou reakci Rychle reagujte a kontrolujte krvácení, dokud nepřijde profesionální pomoc. Tato traumatická souprava obsahuje nezbytnosti, které potřebujete k rychlému ošetření traumatu. Uvnitř najdete QuikClot® Advanced Clotting Sponge, traumatický obvaz, trojúhelníkový obvaz, sterilní gázy a další klíčové potřeby. Zeolit pro rychlé zastavení krvácení Kontrolujte krvácení hemostatickou houbou, která funguje při kontaktu a urychluje přirozený proces srážení vaší krve a zastavuje krvácení třikrát rychleji. Houbu obsahuje hemostatický agent zeolit, anorganický minerál, který rychle vyvolává srážení, v neadherujícím síťovaném sáčku. Kritické pokyny pro traumatickou péči Připravte se s informacemi o první pomoci, které potřebujete. Tento jednostránkový průvodce obsahuje život zachraňující pokyny pro traumatickou péči, včetně toho, jak aplikovat turniket, stabilizovat zlomeniny, ošetřovat střelná poranění a léčit otevřená poranění hrudníku. Kompaktní a lehký Mějte nástroje, které potřebujete k zastavení těžkého krvácení, kdekoli jdete. Trauma Pak váží pouze 4.4 oz. a je dostatečně malý, aby se vešel do kapsy BDU. Mějte jeden v přihrádce v autě, v tašce na střelnici, v batohu, v soupravě pro první pomoc a v každodenní tašce, abyste byli připraveni, když dojde k traumatu. Vodotěsné DryFlex™ pouzdro Mějte jistotu, že tento Trauma Pak udrží své důležité obsahy připravené k použití na okamžik. Znovu uzavíratelné DryFlex™ pouzdro je zcela vodotěsné a neuvěřitelně odolné a může být také použito k likvidaci biologického odpadu nebo k ošetření otevřených poranění hrudníku. SEZNAM POTŘEB Bandážové materiály 1 - Obvaz, přizpůsobivá gáza, 3" 1 - Obvaz, gáza, sterilní, 2" x 2", bal./2 1 - Obvaz, gáza, sterilní, 4" x 4", bal./2 Krvácení 1 - Rukavice, nitrilové (pár), ubrousek 1 - 25 g QuikClot 1 - Trauma podložka, 5" x 9" Lepící páska 1 - Lepící páska, 2" x 26" Zlomenina / Vymknutí 1 - Obvaz, trojúhelníkový Ošetření ran 4 - Antiseptický ubrousek Lékařské informace 1 - Pokyny pro řízení traumatu a úrazů



Atributy

- Název: [ADVENTURE MEDICAL KITS TRAUMA PAK W/QUICK CLOT](#)
- Výrobce: [ADVENTURE MEDICAL KITS](#)
- Produkt č.: 100009128
- Výrob. č.: 2064-0292
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.136kg
- UPC: 707708202926

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [TRAUMA PAK W/QUICK CLOT Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRAUMA PAK W/QUICK CLOT od Adventure Medical Kits. Tento trauma balíček je navržen tak, aby poskytoval nezbytné potřeby pro kontrolu krvácení během nouzových situací. Je důležité pochopit, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně. Tento průvodce vám poskytne základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl TRAUMA PAK uložen na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla.
- Pravidelně kontrolujte obsah balíčku, abyste zajistili, že všechny položky jsou neporušené a v rámci své doby použitelnosti.
- Držte trauma balíček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo požití obsahu.
- Používejte trauma balíček pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je poskytnout okamžitou traumatickou péči v nouzových situacích.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s používáním položek v trauma balíčku, včetně alergických reakcí na materiály nebo nesprávné aplikace obvazů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím jakýchkoli zdravotnických potřeb se ujistěte, že máte čisté ruce. Použijte přiložené antiseptické ubrousky, pokud je to nutné.
- Pokud nejste vyškoleni v první pomoci, vyhledejte pomoc od někoho, kdo je, nebo okamžitě zavolejte záchrannou službu.
- Při aplikaci hemostatického obvazu QuikClot ho nepoužívejte přímo na ránu, aniž byste se nejprve ujistili, že je oblast čistá od nečistot.
- V případě těžkého krvácení aplikujte přímý tlak na ránu pomocí trauma podložky před použitím dalších potřeb.
- Důsledně dodržujte kritické pokyny pro traumatickou péči, které jsou zahrnuty v balíčku, abyste zajistili správné ošetření zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Otevřete vodotěsný DryFlex sáček a vyjměte obsah.
- Seznamte se s položkami obsaženými v balíčku: QuikClot houba, trauma podložka, obvazy z gázy, trojúhelníkový obvaz, lepicí páska a antiseptické ubrousky.

2. Kontrola krvácení:

- Při těžkém krvácení aplikujte QuikClot houbu přímo na ránu a držte ji na místě alespoň 3 minuty, aby došlo k srážení.
- Pokud krvácení pokračuje, aplikujte trauma podložku přes QuikClot a zajistěte ji lepicí páskou.

3. Ošetření ran:

- Použijte sterilní obvazy z gázy k zakrytí jakýchkoli dalších ran nebo k poskytnutí další ochrany.
- Pokud je to nutné, použijte trojúhelníkový obvaz k vytvoření závěsu nebo k zajištění obvazů na místě.

4. Následná péče:

- Jakmile je krvácení pod kontrolou, co nejdříve vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Sledujte zraněnou osobu na známky šoku nebo jiných komplikací.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli použité zdravotnické potřeby likvidujte v souladu s místními předpisy pro biohazardní odpad.
- DryFlex sáček lze znovu použít pro ukládání dalších potřeb nebo pro bezpečnou likvidaci biologického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně TRAUMA PAK W/QUICK CLOT se prosím podívejte na obal pro kontaktní informace výrobce nebo se obraťte na svého místního prodejce.

Závěr

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT je zásadním nástrojem pro nouzové situace. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete pomoci zajistit, aby vy a ostatní byli připraveni efektivně reagovat na trauma. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz