

TACTICAL FIELD TRAUMA KIT W/QUIKCLOT - ADVENTURE MEDICAL KITS TACTICAL FIELD TRAUMA KIT WITH QUIKCLOT

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Nikdo si nemyslí, že budou ti, kdo utrpí život ohrožující zranění, když se vydají do terénu, takže často mnozí turisté, lovci a milovníci přírody nechávají nezbytné lékařské potřeby v základním táboře nebo ve svém vozidle. Taktická traumatická souprava Adventure Medical s QuikClot zajišťuje, že tito dobrodruzi mají vždy nezbytné lékařské vybavení s sebou, když dojde k neštěstí. Taktická traumatická souprava Adventure Medical s QuikClot je velikostně a hmotnostně přizpůsobena tak, aby se snadno vešla do jakéhokoli turistického batohu a obsahovala veškeré vybavení potřebné k zvládnutí všeho od základních řezů až po pokročilou péči o rány. Součástí je obvaz QuikClot Sport, který rychle zastaví silné krvácení. Navrženo pro použití až 4 osobami. Poskytuje zásoby na 1- až 2denní výlety. Taktická traumatická souprava Adventure Medical s QuikClot také zahrnuje veškeré materiály potřebné k stabilizaci zraněných osob a udržení je bez bolesti, dokud nepřijde pomoc.



Atributy

- Název: [ADVENTURE MEDICAL KITS TACTICAL FIELD TRAUMA KIT WITH QUIKCLOT](#)
- Výrobce: [ADVENTURE MEDICAL KITS](#)
- Produkt č.: 100025344
- Výrob. č.: 2064-0291
- Size: 4 Person
- Dodací hmotnost: 0.363kg
- UPC: 707708102912

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Taktická traumatická souprava Adventure Medical s QuikClot Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)
- [O nás](#)

Taktická traumatická souprava Adventure Medical s QuikClot Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Taktickou traumatickou soupravu Adventure Medical s QuikClot. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval základní lékařskou pomoc v terénu. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a efektivní pomoc, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím soupravy si důkladně prohlédněte všechny její komponenty.
- Zajistěte, aby souprava byla uložena na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte datum expirace a stav jednotlivých komponentů.
- V případě poškození nebo vypršení platnosti jakéhokoli zboží v soupravě jej okamžitě vyměňte.
- Vždy si mějte na paměti, že tato souprava nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím QuikClot obvazu si přečtěte pokyny na obalu.
- Používejte soupravu pouze v případě nouze a pokud máte základní znalosti první pomoci.
- Pokud je to možné, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc ihned po poskytnutí první pomoci.
- Ujistěte se, že jste seznámeni s technikami zastavení krvácení a stabilizace zraněných.
- Pokud je zranění vážné, neváhejte zavolat záchrannou službu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Kontrola soupravy:

- Otevřete soupravu a zkontrolujte obsah.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou v dobrém stavu a nevypršely.

2. Použití QuikClot:

- Očistěte ránu pokud možno jemně vodou.
- Otevřete obvaz QuikClot a rovnoměrně jej naneste na ránu.
- Přitlačte obvaz na ránu a držte jej na místě po dobu minimálně 3 minut, aby se krvácení zastavilo.

3. Stabilizace zraněného:

- Pokud je zraněný při vědomí, uklidněte ho a ujistěte se, že je v pohodlné poloze.
- Pokud je to možné, udržujte zraněného v teple a chráněného před povětrnostními vlivy.

4. Dokončení první pomoci:

- Jakmile je krvácení zastaveno, zabezpečte zraněného a čekejte na příjezd odborné pomoci.
- Důležité je sledovat stav zraněného a být připraven na další opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Vyřazené komponenty soupravy likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepohazujte součásti soupravy do běžného odpadu, pokud obsahují biologické materiály nebo chemikálie.
- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci zdravotnického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že jste si vybrali Taktickou traumatickou soupravu Adventure Medical s QuikClot. Doufáme, že tyto pokyny vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání soupravy v případě nouze.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz