

HEMOSTATIC GRANULES - CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Pomůcky na první pomoc](#)

Celox™ granule mohou rychle zastavit těžké krvácení. Granule Celox™ se přizpůsobí tvaru rány, aby vyvinuly pevný tlak na zdroj krvácení, i při složitě tvarovaných poraněních. Bezpečné, snadné použití, nákladově efektivní a schopné aplikace na různé typy ran. Žádná exotermická reakce – nevytváří teplo. Funguje v hypotermických podmínkách a sráží heparinizovanou krev. Jednoduchá operace – roztrhněte, nalijte, přitlačte, zabalte. Celox™ se osvědčil při středním až těžkém krvácení a byl rozsáhle testován. Granule Celox jsou k dispozici v 15g sáčku pro situace, kde je každý gram ušetřené hmotnosti zásadní, stále však s dostatečným materiálem k ošetření těžkého poranění.



Atributy

- Název: [CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK](#)
- Výrobce: [CELOX MEDICAL](#)
- Produkt č.: 100025879
- Výrob. č.: V12090
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- UPC: 755702981620

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK

Úvod

HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL jsou určeny k rychlému zastavení těžkého krvácení. Tyto granule se přizpůsobují tvaru rány a vytvářejí pevný tlak na zdroj krvácení. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu, včetně pokynů pro instalaci, použití a likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt je skladován na suchém místě a mimo dosah dětí.
- Granule používejte pouze na externí rány a neaplikujte je do otevřených ran na vnitřních orgánech.
- V případě alergie na některou ze složek produktu se poraďte s lékařem před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu si umyjte ruce a ujistěte se, že jsou čisté.
- Granule nepoužívejte na rány, které jsou infikované nebo mají cizí tělesa.
- Při použití granulek postupujte podle následujících kroků:
 - Roztrhněte obal.
 - Nalijte granule přímo na ránu.
 - Přitlačte granule na ránu, aby se zajistil pevný kontakt.
 - Zabalte ránu obvazem nebo čímkoli, co udrží granule na místě.
- Pokud krvácení nepřestane nebo se situace zhorší, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:**
 - Ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály, včetně obvazu.
 - Zkontrolujte, zda je balení granulek neporušené.
2. **Použití:**
 - Roztrhněte obal granulek.
 - Nalijte granule na ránu tak, aby pokryly celý povrch.
 - Přitlačte granule na ránu a zajistěte, aby se dostaly do kontaktu se zdrojem krvácení.
 - Zabalte ránu obvazem, abyste udrželi granule na místě.
3. **Po použití:**
 - Vyčistěte si ruce a zlikvidujte použité obaly a případné zbytky granulek podle pokynů pro likvidaci.

Pokyny pro likvidaci

- Použité granule a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte granule do běžného odpadu, pokud nejsou použité a neporušené.
- Pokud je produkt po použití kontaminován, zacházejte s ním jako s nebezpečným odpadem.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný orgán nebo výrobce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o bezpečnosti výrobků a měl by být dodržen pro zajištění bezpečného používání HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL. Udržujte tento dokument na bezpečném místě pro budoucí použití a reference.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz