

RAPID HEMOSTATIC Z-FOLD GAUZE - CELOX MEDICAL 1"X5' CELOX RAPID RIBBON HEMOSTATIC GAUZE

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Pomůcky na první pomoc](#)

Čas je klíčový při ošetřování vážných zranění v terénu a zkrácení času zvyšuje šanci na přežití zraněného v nouzové nebo nepřátelské situaci. Aby byly hemostatické obvazy účinné v reálném použití, musí fungovat rychle. Nízkoprofilový obal znamená, že Celox Rapid Ribbon je snadno skrytý a zmenšená velikost je ideální pro ošetření úzkých vstupních ran, jako jsou zranění od střel, výbuchů a bodných ran. Funguje s pouhým 60 sekundovým tlakem. Rychle zastavuje těžké krvácení. Rychlá akce snižuje ztrátu krve. Zastavuje hypotermické krvácení, které se vyskytuje u těžkých traumatických zranění. Současná generace hemostatických látek potřebuje alespoň 3 minuty tlaku, aby fungovala. Celox Rapid Ribbon Gauze odstraňuje zpoždění tím, že zrychluje dobu balení a zkracuje dobu tlaku na pouhých 60 sekund při použití osvědčené hemostatické technologie Celox.



Atributy

- Název: CELOX MEDICAL 1"X5' CELOX RAPID RIBBON HEMOSTATIC GAUZE
- Výrobce: CELOX MEDICAL
- Produkt č.: 100025883
- Výrob. č.: TS-ZR-015
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- UPC: 755702981842

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlou a účinnou pomoc při těžkém krvácení. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a maximalizovala účinnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace o produktu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte datum expirace a ujistěte se, že je produkt v dobrém stavu před použitím.
- V případě jakýchkoli otázek nebo nejjasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze na vnější rány a nezapomeňte, že tento produkt není určen k vnitřnímu použití.
- Pokud dojde k alergické reakci, přestaňte produkt používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při použití produktu na otevřenou ránu se ujistěte, že je rána co nejčistší, abyste minimalizovali riziko infekce.
- Neaplikujte na rány, které vyžadují chirurgické ošetření nebo které jsou hluboké.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čisté ruce a přístup k potřebným materiálům.
- Otevřete obal produktu a připravte si hemostatickou gázu.

2. Aplikace:

- Umístěte gázu přímo na ránu.
- Aplikujte tlak na gázu po dobu 60 sekund. Tím se aktivuje hemostatická technologie produktu a zastaví se krvácení.

3. Po použití:

- Po uplynutí 60 sekund zkontrolujte, zda krvácení ustalo.
- Pokud krvácení pokračuje, aplikujte další vrstvu gázy a opakujte tlak.

Pokyny pro likvidaci

- Použitý produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nedávejte použitou gázu do běžného odpadu; použijte určené kontejnery pro biologický odpad, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky ve vašem regionu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz