

FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING - CELOX MEDICAL

FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING 2/PACK

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Pomůcky na první pomoc](#)

Foxseal Chest Seal je revoluční uzavírací obvaz pro ošetření otevřených poranění hrudníku a prevenci pneumotoraxu. Kompaktní, vejde se do IFAK bez skládání, aby se předešlo vráskám. Silná adheze i za extrémních podmínek. Dva kusy v balení pro balistická poranění. Jednoduchý design bez ventilu. Ventil s velkým, snadno ovladatelným táhlem. Ostatní možnosti obvazů jsou často složité, když jsou uloženy v sadách, což může vést k trvalé rýze, která brání dokonalému utěsnění. Foxseal má kompaktní velikost, aby se snadno vešel do pouzder a předešel vráskám. Dva obvazy v balení umožňují ošetření vstupních a výstupních ran. Monitorování pacienta je v těchto typech poranění zásadní a design je jednoduchá varianta bez ventilu pro snadné použití. Hrudník může být odvětrán pomocí snadno uchopitelného táhla a adhezivum se znovu utěsní.



Atributy

- Název: CELOX MEDICAL FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING 2/PACK
- Výrobce: CELOX MEDICAL
- Produkt č.: 100025890
- Výrob. č.: TS-FSOD1
- Size: 2 Person
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- UPC: 755702981873

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING. Tento revoluční uzavírací obvaz je určen pro ošetření otevřených poranění hrudníku a prevenci pneumotoraxu. Aby byla zajištěna bezpečnost a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně umyjte ruce.
- Zkontrolujte obal a datum expirace před použitím.
- Pokud je obvaz poškozený nebo po expiraci, nepoužívejte ho.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte obvaz pouze na otevřená poranění hrudníku.
- Pokud je poranění vážné nebo se zhoršuje, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte obvaz na jiné části těla, než je hrudník.
- Při aplikaci obvazu se vyhněte kontaktu s krví nebo jinými tělesnými tekutinami.
- Pokud dojde k alergické reakci, přestaňte obvaz používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že okolí je čisté a suché.
- Zkontrolujte, zda je obvaz neporušený.

2. Aplikace:

- Opatrně odstraňte ochrannou fólii z obvazu.
- Umístěte obvaz na poranění hrudníku tak, aby byl dobře přiléhající.
- Ujistěte se, že ventilační otvor je umístěn správně pro odvod vzduchu.

3. Po použití:

- Monitorujte pacienta na jakékoli změny v jeho stavu.
- Pokud je to možné, udržujte pacienta v klidu a v teple do příjezdu odborné pomoci.

Pokyny pro likvidaci

- Obvaz a jeho obal likvidujte podle místních předpisů o odpadu.
- Nepokládejte obvaz do běžného odpadu, pokud byl vystaven biologickému materiálu.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně zlikvidován, aby nedošlo k nehodám nebo zraněním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na oficiální kontaktní místo CELOX MEDICAL. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a všechny relevantní informace o zakoupeném produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz