

MBOK (MINI BLOW OUT KIT) KIT CONTENTS - ELEVEN 10 MBOK KIT CONTENTS W/COMPRESSED GAUZE

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Obsah CLEER Medical Trauma Bandage (kompresní obvaz 4" x 24" v plochém balení) QuikClot Combat Gauze LE nebo Phokus Research Frog Gauze FOXSeal occlusive dressing (obsahuje 2 hrudní těsnění) Nitrilové rukavice (1 pár) Phokus Research / Eleven 10® Frog Tape Pouch prodáváno samostatně



Atributy

- Název: ELEVEN 10 MBOK KIT CONTENTS W/COMPRESSED GAUZE
- Výrobce: ELEVEN 10
- Produkt č.: 100043758
- Výrob. č.: MBOK-GA
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.227kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 178mm
- Délka přepravy: 203mm
- UPC: 700615674060

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů MBOK \(MINI BLOW OUT KIT\)](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů MBOK (MINI BLOW OUT KIT)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MBOK (MINI BLOW OUT KIT). Tento kit je navržen tak, aby poskytoval základní traumatologickou pomoc v případě nouze. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny k bezpečnosti, abyste zajistili správné a bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Uchovávejte produkt na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu a vyměňte jakékoli poškozené nebo prošlé položky.
- Při použití produktu dodržujte hygienické standardy, zejména při manipulaci s obvazy a rukavicemi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si umyjte ruce nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce.
- Pokud je to možné, noste nitrilové rukavice při manipulaci s ranami nebo obvazy, aby se minimalizovalo riziko infekce.
- Používejte pouze obvazy a materiály obsažené v kitu. Nepoužívejte jiné zdravotnické prostředky, které nejsou součástí tohoto kitu.
- V případě alergie na některou ze složek (např. latex) se vyhněte použití příslušných výrobků.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda je místo ošetření bezpečné a klidné. Zajistěte, aby byl pacient v pohodlné poloze.
2. **Použití CLEER Medical Trauma Bandage:**
 - Otevřete obal a vyjměte obvaz.
 - Umístěte obvaz na ránu a pevně ho přitlačte.
 - Zajistěte obvaz podle pokynů na obalu.
3. **Použití QuikClot Combat Gauze:**
 - Otevřete obal a vyjměte gázu.
 - Vložte gázu do rány a jemně stlačte, aby došlo k absorpci krve.
4. **Použití FOXSeal occlusive dressing:**
 - Otevřete obal a vyjměte dressing.
 - Umístěte dressing na ránu a ujistěte se, že je dobře přilnutý k pokožce.
5. **Úklid:** Po použití si umyjte ruce a zlikvidujte použité materiály podle pokynů na likvidaci.

Pokyny pro likvidaci

- Použité obvazy a zdravotnické materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobky do běžného odpadu, pokud obsahují biologický materiál.
- Zajistěte, aby byly všechny použité položky bezpečně zabaleny před jejich likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte místní úřady nebo příslušné orgány pro ochranu spotřebitelů. Informace o bezpečnostních opatřeních a aktualizacích o stažení výrobků najdete na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že se staráte o své zdraví a bezpečnost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz