

# ETAK POUCH MEDICAL KIT CONTENTS - ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMBAT GAUZE

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Všechny zdravotnické položky k naplnění ETAK Pouch nebo k nahrazení expirovaných produktů. Eleven 10 ETAK (Enhanced Trauma Aid Kit) je navržen tak, aby pojmul kritické zdravotnické položky s ohledem na první respondenty a taktickou policii. Kompaktní a odolný, vyrobený z prémiových, prokázaných materiálů. Určeno pro použití s pevnými nebo odnímatelnými ETAK Pouchy (prodává se samostatně). Sada obsahuje: (1) 4" kompaktní zdravotnický traumatický obvaz (1) kompresní měřič nebo Combat Gauze (1) nitrilové vyšetřovací rukavice – pár, velikost L (1) Eleven 10® Frog Tape (1) NAR Hyfin Vent Compact Chest Seal, dvojbalení (1) 4" ChemLight Light Stick (1) 5.5" traumatické nůžky



## Atributy

- Název: [ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMBAT GAUZE](#)
- Výrobce: [ELEVEN 10](#)
- Produkt č.: 100043775
- Výrob. č.: E10ETAKQC
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.272kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 178mm
- Délka přepravy: 203mm
- UPC: 680306732951

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ETAK POUCH MEDICAL KIT CONTENTS ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMBAT GAUZE](#)
- [O nás](#)

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ETAK POUCH MEDICAL KIT CONTENTS ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMBAT GAUZE

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ETAK POUCH MEDICAL KIT. Tento kit je navržen pro poskytování kritické zdravotnické pomoci v nouzových situacích. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu, které byste měli znát před jeho použitím.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlené účely.
- V případě poškození nebo expirovaných položek v sadě, okamžitě je vyměňte.
- Udržujte zdravotnický kit mimo dosah dětí, pokud není použit v přítomnosti dospělé osoby.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace uvedené v tomto dokumentu.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při použití traumatických obvazů a dalších zdravotnických položek dodržujte hygienické standardy.
- Pokud máte alergii na latex, používejte pouze nitrilové rukavice.
- V případě použití Combat Gauze, dodržujte pokyny pro správnou aplikaci a zajištění hemostázy.
- Vždy si umyjte ruce před a po použití zdravotnických položek.
- Nezapomeňte, že některé položky v sadě mohou mít specifické pokyny pro použití, které je nutné dodržovat.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava k použití:

- Otevřete ETAK POUCH a zkontrolujte obsah, zda je kompletní a nepoškozený.
- Ujistěte se, že všechny položky jsou v dobrém stavu a nejsou expirované.

### 2. Použití jednotlivých položek:

- **4" kompaktní zdravotnický traumatický obvaz:**
  - Otevřete obvaz a aplikujte na zranění, přičemž zabezpečte, aby byl obvaz těsný, ale ne příliš.
- **Kompresní měříč nebo Combat Gauze:**
  - Aplikujte podle pokynů pro hemostázu, ujistěte se, že je správně umístěn.
- **Nitrilové vyšetřovací rukavice:**
  - Nasadte rukavice před manipulací s jakýmkoli zraněním.
- **Eleven 10® Frog Tape:**
  - Použijte k zajištění obvazu nebo k ochraně ran.
- **NAR Hyfin Vent Compact Chest Seal:**
  - Aplikujte na otevřená poranění hrudníku, dodržujte pokyny pro správnou aplikaci.
- **4" ChemLight Light Stick:**
  - Aktivujte a použijte pro signalizaci nebo osvětlení v nouzových situacích.
- **5.5" traumatické nůžky:**
  - Použijte k řezání oblečení nebo obvazů, pokud je to nutné.

## Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité zdravotnické položky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Znečištěné nebo expirované položky by měly být likvidovány jako nebezpečný odpad.
- Ujistěte se, že všechny plastové a papírové obaly jsou recyklovány podle místních pravidel.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo v případě dotazů se obraťte na místní odborníky nebo zdravotnické zařízení. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

**Upozornění:** Tento produkt je určen pouze pro nouzové situace a neměl by nahrazovat odbornou lékařskou pomoc. V případě vážných zranění nebo zdravotních problémů vždy vyhledejte odbornou pomoc.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)