

MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Kits Blue Force Gear Micro Trauma Kit Advanced není jen další malá taktická první pomoc. Každá součást byla specificky vybrána pro svou efektivitu prokázanou v boji, kombinovanou s dosud neviděnými technikami balení, aby byly co nejmenší. Tyto zásoby obsahují vše potřebné k řešení "Velké tří" příčin předcházejících úmrtí způsobených traumatickým zraněním; krvácení, ucpanou dýchací cestu a napětí pneumotorax. Zásoby Micro Trauma Kit Advanced byly navrženy od základů s ohledem na specifickou potřebu ultra-ukrytelného trauma kitu. Kit obsahuje následující: 1x CLEER Medical Trauma Bandage (4" x 24" plochý kompresní obvaz) 1x Celox Rapid (3" x 24" Z-Fold) 2x FOXSeal uzavírací obvaz 1x North American Rescue Tan Bear Claw Gloves 4x CLEER Medical Easy Tape 1x ARS pro jehlovou dekompresi (14 gauge x 3.25") 1x Rusch Nasopharyngeal Airway (28FR s lubrikantem) ***Značky a/nebo balení zásob se mohou lišit od položek na fotografiích***



Atributy

- Název: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES](#)
- Výrobce: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produkt č.: 100044829
- Výrob. č.: P-TKR-03
- Dodací hmotnost: 0.2kg
- UPC: 812114025745

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit Now! Advanced Supplies od společnosti Blue Force Gear. Tento kit je navržen tak, aby poskytoval efektivní a kompaktní řešení pro první pomoc v případě traumatických zranění. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a že všechny součásti jsou kompletní.
- Kit je určen pouze pro vnější použití a neměl by být používán na otevřených ranách bez řádného čištění a dezinfekce.
- Udržujte kit mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud dojde k poškození nebo ztrátě součástí, nahradte je co nejdříve.
- V případě jakýchkoli alergických reakcí na materiály obsažené v kitu okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při použití traumatického obvazu se ujistěte, že je správně umístěn a pevně zajištěn, aby se minimalizovalo riziko krvácení.
- Při použití hemostatického přípravku Celox Rapid dodržujte pokyny pro aplikaci, abyste zajistili jeho účinnost.
- Používejte ochranné rukavice North American Rescue Tan Bear Claw Gloves při manipulaci s krví nebo otevřenými ranami.
- Při aplikaci nasopharyngeal airway buďte opatrní a postupujte podle pokynů pro správnou instalaci.
- V případě použití ARS pro jehlovou dekompresi se ujistěte, že víte, jak správně provést tento postup.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je kit kompletní a všechny součásti jsou v dobrém stavu.
- Umístěte kit na čistý a suchý povrch.

2. Použití traumatického obvazu:

- Otevřete obvaz a umístěte ho na zraněné místo.
- Zajistěte obvaz tak, aby byl pevně přiléhavý, ale ne příliš těsný.

3. Použití hemostatického přípravku (Celox Rapid):

- Otevřete balení a aplikujte přípravek přímo na ránu.
- Držte ránu pod tlakem po dobu minimálně 3 minut.

4. Použití nasopharyngeal airway:

- Naneste lubrikant na konec nasopharyngeal airway.
- Jemně vložte do nosní dírky a pokračujte do hrdla.

5. Použití ARS pro jehlovou dekompresi:

- Identifikujte místo pro aplikaci a dezinfikujte oblast.
- Vložte jehlu pod úhlem, abyste se dostali do pleurálního prostoru.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte součásti, které byly použity na kontaminovaných ranách, znovu.
- V případě použití jehel nebo jiných ostrých předmětů je likvidujte do speciálního kontejneru pro ostré předměty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržíte všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití Micro Trauma Kit Now! Advanced Supplies.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz