

MICRO TRAUMA KIT NOW! BASIC SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

MICRO TRAUM KIT NOW! BASIC SUPPLIES

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Základní refill Micro Trauma Kit není jen další malá taktická první pomoc. Každá součást byla pečlivě vybrána pro svou prokázanou účinnost v terénu, spolu s dosud nevídanými technikami balení, které činí sadu nenápadnou a zcela přenosnou pro každodenní nošení. Tato trauma sada obsahuje vše potřebné k prevenci úmrtí způsobených traumatickými zraněními. Základní sada obsahuje následující: 1x hemostatický obvaz pro balení/zástavu krváčení 1x 4" nouzový trauma obvaz 6x 9" lékařská kvalitní Easy Tape 1x Tourni-Kwik kompresní turniket 1x velké těžké lékařské rukavice



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUM KIT NOW! BASIC SUPPLIES**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 100044831
- Výrob. č.: P-TKR-06
- Dodací hmotnost: 0.195kg
- UPC: 812114025899

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití Micro Trauma Kit NOW! Basic Supplies](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití Micro Trauma Kit NOW!

Basic Supplies

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit NOW! Basic Supplies od společnosti Blue Force Gear. Tento kit je navržen tak, aby poskytoval základní prostředky první pomoci pro prevenci úmrtí způsobených traumatickými zraněními. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je určen pro dospělé a osoby s dostatečnými znalostmi pro jeho použití.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a informace uvedené v tomto manuálu.
- Uchovávejte kit na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kity a nahraďte expirované nebo použité položky.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při použití hemostatického obvazu se ujistěte, že je aplikován správně, aby nedošlo k dalšímu poškození.
- Používejte rukavice, abyste se chránili před infekcemi a kontaminací.
- Nepoužívejte produkty, které vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo roztržení obalů.
- V případě alergie na jakoukoli složku se vyhněte jejímu použití a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Otevření kity:** Opatrně otevřete obal Micro Trauma Kit NOW! Basic Supplies a zkontrolujte obsah.
2. **Použití hemostatického obvazu:**
 - Uložte obvaz na ránu a aplikujte tlak, dokud se krvácení nezastaví.
3. **Použití nouzového trauma obvazu:**
 - Rozviňte obvaz a umístěte ho na zranění. Zajistěte ho pomocí Easy Tape.
4. **Aplikace turniketu:**
 - Umístěte turniket nad zranění a utáhněte, dokud se krvácení nezastaví. Zajistěte turniket na místě.
5. **Údržba hygieny:**
 - Po použití si umyjte ruce a zlikvidujte použité materiály podle pokynů.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité materiály, jako jsou obvazy a rukavice, likvidujte v uzavřeném odpadu.
- Nepoužívejte k likvidaci výrobků, které jsou poškozené nebo kontaminované, jako běžný odpad.
- Zajistěte, aby všechny položky byly zlikvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného a efektivního použití Micro Trauma Kit NOW! Basic Supplies. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz