

THE HAMMOCK TOURNIQUET HOLDER - BLUE FORCE GEAR THE HAMMOCK TOURNIQUET HOLDER, COYOTE BROWN

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Hammock na tourniquet je rychlý a snadný způsob, jak nosit CAT nebo SOF-T či RATS tourniquet na existujícím opasku nebo MOLLE pouzdře, které nezabírá žádný další montážní prostor a chrání tourniquet před vlivy prostředí. Po obrovském úspěchu Micro Trauma Kit NOW! byla nejčastější otázka, kterou jsme dostávali, "Kde si mám uchovat svůj tourniquet?" Vždy jsme doporučovali mít tourniquet snadno dostupný a NE uvnitř pouzdra pro okamžitý přístup. S Hammockem na tourniquet můžete mít svůj tourniquet snadno dostupný přímo pod vaším Micro Trauma Kit bez potřeby dalšího montážního prostoru. Jako další výhodu, Hammock na tourniquet lépe chrání tourniquet před škodlivými UV paprsky, počasím, a špínou a nečistotami, než když je TQ jednoduše připevněn gumičkou k vašemu vybavení. Hammock na tourniquet lze namontovat na MOLLE nebo na opasek Micro TKN, nebo jakékoli jiné MOLLE pouzdro s 3 sloupci MOLLE, jako je Trauma Kit NOW! Vertikální Utility Pouch, a mnoho dalších. Jednoduše prostrčte MOLLE popruhy skrze otvory na Hammocku směrem k finálnímu instalačnímu bodu, aby visel dolů, nebo umístěte Hammock nejprve, aby 'visel' nahore.



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR THE HAMMOCK TOURNIQUET HOLDER, COYOTE BROWN**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 100044833
- Výrob. č.: M-TQH-HMK-CB
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 812114026919

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití: Hammock na tourniquet](#)
- [O nás](#)

Návod k použití: Hammock na tourniquet

Úvod

Hammock na tourniquet je inovativní a praktický způsob, jak nosit tourniquet, jako je CAT, SOFT nebo RATS. Tento produkt je navržen tak, aby byl snadno přístupný a chránil váš tourniquet před nepříznivými vlivy prostředí. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Informujte se o možnostech odvolání výrobku prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že tourniquet je správně umístěn v Hammocku, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vyhněte se vystavení výrobku extrémním teplotám a vlhkosti, které mohou ovlivnit jeho funkčnost.
- Před použitím ověřte, že je tourniquet snadno dostupný a není zablokován jinými předměty.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat tourniquet, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace Hammocku na tourniquet:

- Umístěte Hammock na tourniquet na požadované místo na opasku nebo MOLLE pouzdře.
- Prostrčte MOLLE popruhy skrze otvory na Hammocku směrem k finálnímu instalačnímu bodu.
- Ujistěte se, že je Hammock bezpečně připevněn a stabilní.
- Můžete také umístit Hammock tak, aby "visel" nahoře, pokud je to pro vás pohodlnější.

2. Použití tourniquetu:

- V případě potřeby rychle vyjměte tourniquet z Hammocku.
- Postupujte podle pokynů pro použití tourniquetu, které jsou součástí jeho balení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby se zabránilo jeho dalšímu použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali Hammock na tourniquet. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz