

FOUNDATION SERIES TOURNIQUET WITH GLOVE POUCH - BLACKHAWK FOUNDATION SERIES TOURNIQUET WITH LATEX GLOVE POUCH BLACK

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Další život zachraňující nezbytnost, pouzdro na tourniquet Blackhawk Foundation Series má elastické tělo, které se přizpůsobí vašemu tourniquetu pro těsné uchycení a plynulé vytažení. Velikost je přizpůsobena pro CAT tourniquety, pouzdro také obsahuje přední kapsu na latexové rukavice. Všechna pouzdra série Foundation jsou kvalitně zpracována s následujícími vlastnostmi: Lehký, nízkoprofilový design s laserovým řezáním Odolný laminátový materiál 1000D/500D MOLLE popruhy obsahují polymerový zpevňovač, který usnadňuje proplétání.



Atributy

- Název: **BLACKHAWK FOUNDATION SERIES TOURNIQUET WITH LATEX GLOVE POUCH BLACK**
- Výrobce: **BLACKHAWK**
- Produkt č.: 100500447
- Výrob. č.: 37FS42BK
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 178mm
- Délka přepravy: 267mm
- UPC: 648018012051

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití: Tourniquet Foundation Series s pouzdrům na rukavice BLACKHAWK
- O nás

Návod k použití: Tourniquet Foundation Series s pouzdrém na rukavice BLACKHAWK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tourniquet Foundation Series s pouzdrém na rukavice od společnosti BLACKHAWK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval kritickou pomoc v nouzových situacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní použití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Ujistěte se, že rozumíte, jak správně používat tourniquet a že jste prošli školením, pokud je to možné.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny správně používat zařízení.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo školitele.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:** Při použití tourniquetu může dojít k riziku nesprávného umístění nebo použití, což může vést k vážným zraněním.
- **Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty:** Při manipulaci s tourniquetem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- **Používejte pouze na určené účely:** Tourniquet je určen výhradně pro zastavení krvácení a neměl by být používán k jiným účelům.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte k dispozici tourniquet a rukavice, které jsou uloženy v přední kapse pouzdra.
2. **Uvolnění tourniquetu:** Opatrně vyjměte tourniquet z pouzdra a zkontrolujte, zda je připraven k použití.
3. **Umístění tourniquetu:** Umístěte tourniquet na postiženou končetinu, přičemž se ujistěte, že je umístěn dostatečně vysoko nad zraněním.
4. **Zajištění tourniquetu:** Utáhněte tourniquet podle pokynů a zkontrolujte, zda je pevně na svém místě.
5. **Kontrola:** Po použití pravidelně kontrolujte, zda je tourniquet účinný a zda nedochází k dalšímu krvácení.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití a pokud je tourniquet poškozen, zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci zdravotnického odpadu.
- Nikdy nevyhazujte tourniquet do běžného odpadu, pokud je kontaminován biologickým materiálem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a byl navržen tak, aby zajistil bezpečné používání produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a efektivní použití našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz