

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES MOLLE MOUNT ODG

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Micro Trauma Kit NOW!, nebo Micro TKN, je nejmenší verzí Trauma Kit NOW! pro každodenní nošení. Je navržen tak, aby na opasku uchoval nezbytné život zachraňující zdravotnické potřeby. Micro TKN byl navržen jako trauma kit pro každodenní nošení pro profesionály v oblasti vymáhání práva, připravené občany nebo lovce. Nasazení kritických první pomoci může být provedeno jednou rukou nebo jedním prstem z levé nebo pravé strany pomocí vytahovacích tabulek BLIP. Micro TKN se skládá ze dvou hlavních komponentů – vnějšího MOLLE nebo opaskového pouzdra využívajícího technologii Ten-Speed, a odnímatelného insertu, který udržuje zdravotnické potřeby organizované. PRO Kit obsahuje: Trauma rukavice (1x pár) Quickclot Combat Gauze LE (1x) SWAT-T tlakový přístroj (1x) Izolační deka - Zelená/Stříbrná (1x)



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES MOLLE MOUNT ODG**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 430100745
- Výrob. č.: HW-TKN-MTKN-PRO-OD
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.222kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 810073650084

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES

Úvod

Micro Trauma Kit NOW!, známý také jako Micro TKN, je nejmenší verzí Trauma Kit NOW! určenou pro každodenní nošení. Tento kit je navržen tak, aby byl snadno přístupný a obsahoval nezbytné život zachraňující zdravotnické potřeby. Je ideální pro profesionály v oblasti vymáhání práva, připravené občany a lovce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že kit je vždy v dobrém stavu a že všechny komponenty jsou na svém místě.
- Uchovávejte kit mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte datum expirace jednotlivých zdravotnických potřeb v kitu.
- V případě jakýchkoli pochybností o použití nebo stavu kitu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kit pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny.
- Při manipulaci s traumatickými rukavicemi se ujistěte, že jsou neporušené a správně nasazené.
- Při použití Quickclot Combat Gauze LE dodržujte pokyny pro aplikaci, aby nedošlo k dalšímu zranění.
- SWATT tlakový přístroj používejte pouze na zraněních, kde je to indikováno, a dbejte na správnou aplikaci.
- Izolační deku používejte k udržení tělesné teploty zraněných osob.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava kitu:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v kitu (trauma rukavice, Quickclot Combat Gauze LE, SWATT tlakový přístroj, izolační deka) na svém místě a v dobrém stavu.

2. Použití komponentů:

- **Trauma rukavice:** Otevřete balení a nasadte rukavice před jakýmkoli zákrokem na zranění.
- **Quickclot Combat Gauze LE:** Otevřete obal, aplikujte na zranění a držte na místě, dokud se neobjeví zástava krváčení.
- **SWATT tlakový přístroj:** Otočte pásem na zraněné končetině a utáhněte podle potřeby. Ujistěte se, že je správně umístěn.
- **Izolační deka:** Přikryjte zraněného pro udržení tepla. Zajistěte, aby deka pokrývala celé tělo.

3. Údržba kitu:

- Po použití nebo po uplynutí doby expirace vyměňte použité nebo expirované komponenty za nové.
- Udržujte kit na suchém a čistém místě, aby se zajistila jeho funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Použité zdravotnické potřeby likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Obaly a materiály, které neobsahují biologické nebezpečí, mohou být likvidovány jako běžný odpad.
- V případě použití komponent s biologickým nebezpečím se obraťte na odborníka na likvidaci nebezpečných odpadů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky v oblasti zdravotní péče. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně názvu, výrobce a čísla šarže, pokud je to možné.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního použití Micro Trauma Kit NOW! PRO SUPPLIES.
Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz