

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-RANGER GREEN

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano je nejmenší z TKN lékařských sad. Tento mini trauma sáček obsahuje nezbytné lékařské vybavení určené k zastavení nejčastější příčiny traumatické smrti: krvácení! Tento první pomoc sáček lze snadno uložit do kapsy, lékařského batohu a dalších podobně velkých prostor. ZÁKLADNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), Quikclot obvaz na kontrolu krvácení (1x) a tlakové zařízení (1x). PROFESIONÁLNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze LE (1x - černá) a tlakové zařízení (1x). POKROČILÝ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze (1x - zelená) a tlakové zařízení (1x).



## Atributy

- Název: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ESSENTIAL SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Výrobce: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Produkt č.: 430100989
- Výrob. č.: TKN-NANO-ESS-RG
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 178mm
- Délka přepravy: 279mm
- UPC: 810073652842

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR
- O nás

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

## Úvod

Gratulujeme k zakoupení Micro Trauma Kit NOW! Nano. Tento praktický a kompaktní trauma kit je navržen tak, aby vám poskytl nezbytnou lékařskou pomoc v kritických situacích. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a účinnost při jeho použití.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Zkontrolujte, zda je kit kompletní a nepoškozený před každým použitím.
- Používejte kit pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny.
- V případě jakýchkoli pochybností o použití se obraťte na kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Trauma rukavice: Vždy noste rukavice při poskytování první pomoci, abyste ochránili sebe i zraněného.
- QuikClot obvaz: Ujistěte se, že obvaz je správně umístěn a že je použit v souladu s pokyny pro použití.
- Tlakové zařízení: Používejte tlakové zařízení pouze v případě, že je to nezbytné pro kontrolu krvácení. Dbejte na to, aby nebylo aplikováno příliš silně, aby nedošlo k poškození tkání.

## Pokyny pro instalaci a použití

### Příprava k použití

1. Otevřete kit a zkontrolujte obsah:
  - Trauma rukavice (1x pár)
  - QuikClot obvaz na kontrolu krvácení (1x)
  - Tlakové zařízení (1x)
2. Ujistěte se, že všechny položky jsou v dobrém stavu a připravené k použití.

### Použití

1. **Nasaďte si trauma rukavice.**
2. **Pokud je přítomno krvácení:**
  - Aplikujte QuikClot obvaz na ránu a jemně přitlačte.
  - Pokud je to nutné, použijte tlakové zařízení na kontrolu krvácení.
3. **Sledujte stav zraněného:** Pokud se jeho stav zhoršuje, okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

## Pokyny pro likvidaci

- Po použití nebo po uplynutí doby použitelnosti zlikvidujte všechny komponenty kitů v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Rukavice a obvazy by měly být zlikvidovány jako biologicky nebezpečný odpad, pokud byly použity na zraněného.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, nebo pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

## Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Micro Trauma Kit NOW! Nano. V případě jakýchkoli nejasností nebo obav se vždy obraťte na odborníka. Buďte připraveni a chraňte sebe i ostatní v krizových situacích.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)