

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-COYOTE BROWN

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano je nejmenší z TKN lékařských sad. Tento mini trauma sáček obsahuje nezbytné lékařské vybavení určené k zastavení nejčastější příčiny traumatické smrti: krvácení! Tento první pomoc sáček lze snadno uložit do kapsy, lékařského batohu a dalších podobně velkých prostor. ZÁKLADNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot obvaz na kontrolu krvácení (1x) a tlakové zařízení (1x). PROFESIONÁLNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze LE (1x - černá) a tlakové zařízení (1x). POKROČILÝ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze (1x - zelená) a tlakové zařízení (1x).



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-COYOTE BROWN**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 430100992
- Výrob. č.: TKN-NANO-PRO-CB
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.147kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 810073652873

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [O nás](#)

Návod k použití MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit NOW! Nano. Tento malý, ale výkonný lékařský kit je navržen tak, aby poskytoval základní vybavení pro první pomoc při zastavení krvácení, což je hlavní příčina úmrtí při traumatech. Tento návod vám pomůže bezpečně používat a uchovávat tento produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy přečtěte pokyny a upozornění.
- Zajistěte, aby byl kit uchováván mimo dosah dětí.
- Používejte pouze v souladu s pokyny a pro určené účely.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu a vyměňte jakékoli expirované nebo poškozené položky.
- Pokud dojde k nehodě nebo zranění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Trauma rukavice: Při manipulaci s ranami a krví vždy noste rukavice, abyste se chránili před infekcemi.
- QuikClot obvaz: Při použití tohoto obvazu se ujistěte, že je aplikován na ránu správně. Neodstraňujte obvaz, pokud to není nezbytné.
- Tlakové zařízení: Používejte podle pokynů. Nesnažte se aplikovat příliš velký tlak, abyste nezpůsobili další poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Kontrola obsahu:** Otevřete kit a zkontrolujte, zda jsou všechny položky přítomny a nepoškozené.
2. **Použití rukavic:** Před jakýmkoliv úkonným si nasadte trauma rukavice.
3. **Aplikace QuikClot obvazu:**
 - Očistěte ránu, pokud je to možné.
 - Otevřete balení QuikClot a aplikujte obvaz přímo na ránu.
 - Ujistěte se, že obvaz pokrývá celou zraněnou oblast.
4. **Použití tlakového zařízení:**
 - Umístěte tlakové zařízení na obvaz a aplikujte rovnoměrný tlak.
 - Udržujte tlak po dobu 35 minut, nebo dokud krvácení nezastaví.
5. **Odložení použitého vybavení:** Po použití správně zlikvidujte použité rukavice a obvazy.

Pokyny pro likvidaci

- Použité a expirované materiály z kitu likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nelikvidujte lékařské vybavení v běžném odpadu. Použijte speciální kontejnery pro biologicky nebezpečný odpad, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo příslušné orgány. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v EU.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně používat Micro Trauma Kit NOW! Nano. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastnímu zdraví a bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz