

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-WOLF GRAY

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano je nejmenší z TKN lékařských sad. Tento mini trauma sáček obsahuje nezbytné lékařské vybavení určené k zastavení nejčastější příčiny traumatické smrti: krvácení! Tento první pomoc sáček lze snadno uložit do kapsy, lékařského batohu a dalších podobně velkých prostor. ZÁKLADNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot obvaz na kontrolu krvácení (1x) a tlakové zařízení (1x). PROFESIONÁLNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze LE (1x - černá) a tlakové zařízení (1x). POKROČILÝ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze (1x - zelená) a tlakové zařízení (1x).



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-PRO SUPPLIES-WOLF GRAY**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 430100995
- Výrob. č.: TKN-NANO-PRO-WF
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.147kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 810073652903

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnosti pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnosti pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit NOW! Nano. Tento kit je navržen tak, aby poskytoval základní lékařskou pomoc v případě traumatického zranění. Je důležité se seznámit s bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny instrukce a pokyny.
- Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a znalosti k použití lékařských pomůcek.
- Kit uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu a vyměňte jakékoli prošlé nebo poškozené položky.
- V případě zranění nebo potřeby lékařské pomoci vždy vyhledejte odbornou péči.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte rukavice, abyste minimalizovali riziko kontaminace.
- Před použitím QuikClot obvazu se ujistěte, že je zranění čisté a suché, pokud je to možné.
- Nikdy nepoužívejte obvazy na otevřená zranění, pokud nejste vyškoleni v jejich použití.
- Pokud se objeví alergická reakce na jakýkoli materiál, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

- Otevřete kit a zkontrolujte, zda je obsah kompletní.
- Na první pomoc použijte trauma rukavice, abyste ochránili sebe i zraněného.
- Uložte QuikClot obvaz na zranění a jemně stlačte, dokud se krvácení nezastaví.
- Použijte tlakové zařízení pro udržení tlaku na zranění, pokud je to nutné.
- Po použití důkladně umyjte ruce a všechny použité pomůcky.

Pokyny pro likvidaci

- Použité materiály a obvazy likvidujte podle místních předpisů pro biologický odpad.
- Zbytek kitu, pokud není poškozen, můžete darovat nebo zlikvidovat podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byl kit uchováván mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, včetně případných dotazů nebo obav, kontaktujte příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a číslo šarže.

Děkujeme, že jste si vybrali Micro Trauma Kit NOW! Nano. Vaše bezpečnost a zdraví jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz