

MICRO TRAUMA KIT NOW! - NANO - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Micro Trauma Kit NOW! Nano je nejmenší z TKN lékařských sad. Tento mini trauma sáček obsahuje nezbytné lékařské vybavení určené k zastavení nejčastější příčiny traumatické smrti: krvácení! Tento první pomoc sáček lze snadno uložit do kapsy, lékařského batohu a dalších podobně velkých prostor. ZÁKLADNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot obvaz na kontrolu krvácení (1x) a tlakové zařízení (1x). PROFESIONÁLNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze LE (1x - černá) a tlakové zařízení (1x). POKROČILÝ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 1x pár), QuikClot Combat Gauze (1x - zelená) a tlakové zařízení (1x).



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-NANO-ADVANCED SUPPLIES-COYOTE BROWN**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 430100997
- Výrob. č.: TKN-NANO-ADV-CB
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.147kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 95mm
- Délka přepravy: 171mm
- UPC: 810073652927

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! NANO BLUE FORCE GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit NOW! Nano od společnosti Blue Force Gear. Tento kompaktní a efektivní traumatický kit je navržen tak, aby poskytoval nezbytné lékařské vybavení pro zastavení krvácení v případě nouze. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které byste měli dodržovat pro zajištění bezpečného používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kit je skladován na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah kitu, abyste zajistili, že všechny položky jsou nepoškozené a v dobrém stavu.
- Před použitím se ujistěte, že máte potřebné znalosti o poskytování první pomoci.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka nebo zdravotnický personál.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné rukavice, které jsou součástí kitu, aby se minimalizovalo riziko infekce.
- Při aplikaci obvazu nebo jiných lékařských pomůcek dodržujte hygienické postupy.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo prošlé lékařské vybavení.
- Pokud dojde k alergické reakci na jakýkoliv materiál v kitu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je kit kompletní a všechny položky jsou v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že máte přístup k čistému a suchému místu pro poskytování první pomoci.

2. Použití:

- Otevřete kit a vyjměte potřebné položky.
- Nasadte si trauma rukavice, abyste ochránili sebe i zraněného.
- Pokud je zranění krvácivé, použijte QuikClot obvaz pro kontrolu krvácení a aplikujte tlak.
- Pokud je to možné, stabilizujte zraněného a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

3. Údržba:

- Po použití zkontrolujte kit a doplňte všechny vyčerpané nebo poškozené položky.
- Pravidelně kontrolujte datum expirace všech lékařských pomůcek.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité nebo poškozené lékařské pomůcky by měly být likvidovány podle místních předpisů o odpadech.
- Rukavice a obvazy by měly být umístěny do uzavřeného odpadu, aby se zabránilo kontaminaci.
- Nezapomeňte se informovat o správné likvidaci nebezpečných materiálů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, neváhejte se obrátit na odborníky v oblasti první pomoci nebo zdravotnického personálu. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, abyste mohli získat nejlepší podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali Micro Trauma Kit NOW! Nano. Vaše bezpečnost a zdraví jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz