

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-RANGER GREEN

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

Trauma Kit NOW! - SMALL je nejnovější lékárnička od Blue Force Gear. Navržena jako odpověď na požadavky zákazníků, kteří milovali funkce a design TKN-MEDIUM, ale potřebovali menší pouzdro. Tento MOLLE lékařský pouch je o 30 % menší než TKN-MEDIUM. TKN-SMALL využívá design s jedním pohybem pro vytahování z vrchu originálního TKN, ale v obvyklé velikosti a formátu pouzdra pro dvojité / trojitě (stohované) M4 zásobníky. ZÁKLADNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 2x pár), QuikClot obvaz pro kontrolu krvácení (1x - bílý), nouzový trauma obvaz 6" (1x), deka proti podchlazení (1x), plochá páska (1x) a komprimovaná gáza (1x). PR OBSAH: Trauma rukavice (srolované 2x pár), QuikClot Combat Gauze LE (1x - černý), nouzový trauma obvaz 6" (1x), deka proti podchlazení (1x), plochá páska (1x), komprimovaná gáza (1x) a plnohodnotná hrudní náplast (1x dvojbalení). ROZŠÍŘENÝ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 2x pár), QuikClot Combat Gauze (1x - zelený), nouzový trauma obvaz 6" (1x), deka proti podchlazení (1x), plochá páska (1x), komprimovaná gáza (1x), plnohodnotná hrudní náplast (1x dvojbalení), nazofaryngeální vzduchová cesta (1x) a dekompresní jehla (1x).



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-RANGER GREEN**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 430101019
- Výrob. č.: HW-TKN-SMALL-ES
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 229mm
- Délka přepravy: 305mm
- UPC: 810073653245

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k používání lékárničky TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [O nás](#)

Návod k používání lékárničky TRAUMA KIT NOW! SMALL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili lékárničku TRAUMA KIT NOW! SMALL od Blue Force Gear. Tento produkt byl navržen tak, aby splnil potřeby uživatelů, kteří hledají kompaktní a efektivní lékařské vybavení. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím lékárničky si vždy důkladně přečtěte pokyny.
- Ujistěte se, že lékárnička je uložena na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah lékárničky a nahrazujte jakékoli prošlé nebo použité položky.
- V případě alergií na určité materiály nebo léky se před použitím poraďte s lékařem.
- V případě jakýchkoli zdravotních problémů nebo zranění vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Trauma rukavice: Používejte rukavice při ošetřování ran, abyste minimalizovali riziko infekce.
- QuikClot obvaz: Používejte pouze podle pokynů a nikdy neaplikujte na otevřené rány bez předchozího vyčištění.
- Nouzový trauma obvaz: Ujistěte se, že je správně aplikován, abyste zajistili maximální účinnost.
- Deky proti podchlazení: Používejte ji k udržení tělesné teploty zraněného.
- Komprimovaná gáza: Aplikujte ji na rány pro zajištění tlaku a zastavení krváčení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava lékárničky:** Otevřete pouzdro a zkontrolujte obsah. Ujistěte se, že máte všechny položky uvedené v základním, PR, nebo rozšířeném obsahu.
2. **Použití rukavic:** Před ošetřením jakéhokoli zranění si nasadte trauma rukavice.
3. **Aplikace QuikClot obvazu:** Otevřete obvaz a umístěte ho na zranění. Postupujte podle pokynů výrobce pro správnou aplikaci.
4. **Použití nouzového trauma obvazu:** Aplikujte obvaz na zranění a zajistěte ho pomocí suchého zipu nebo jiného upevnění.
5. **Udržení tělesné teploty:** Pokud je pacient v šoku nebo je mu zima, zakryjte ho dekou proti podchlazení.
6. **Údržba obsahu:** Po každém použití zkontrolujte lékárničku a doplňte chybějící položky.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité nebo prošlé položky z lékárničky by měly být zlikvidovány podle místních předpisů o odpadech.
- Rukavice a obvazy by měly být zlikvidovány jako biologicky nebezpečný odpad, pokud byly použity na zranění.
- Zajistěte, aby byly všechny použité položky uloženy mimo dosah dětí a domácích zvířat, dokud nebudou správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jakékoli relevantní údaje o zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali TRAUMA KIT NOW! SMALL. Doufáme, že vám tento produkt poskytne potřebnou podporu v případě nouze.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz