

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-WOLF GRAY

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lékárničky](#)

Trauma Kit NOW! - SMALL je nejnovější lékárnička od Blue Force Gear. Navržena jako odpověď na požadavky zákazníků, kteří milovali funkce a design TKN-MEDIUM, ale potřebovali menší pouzdro. Tento MOLLE lékařský pouch je o 30 % menší než TKN-MEDIUM. TKN-SMALL využívá design s jedním pohybem pro vytahování z vrchu originálního TKN, ale v obvyklé velikosti a formátu pouzdra pro dvojité / trojitě (stohované) M4 zásobníky. ZÁKLADNÍ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 2x pár), QuikClot obvaz pro kontrolu krvácení (1x - bílý), nouzový trauma obvaz 6" (1x), deka proti podchlazení (1x), plochá páska (1x) a komprimovaná gáza (1x). PR OBSAH: Trauma rukavice (srolované 2x pár), QuikClot Combat Gauze LE (1x - černý), nouzový trauma obvaz 6" (1x), deka proti podchlazení (1x), plochá páska (1x), komprimovaná gáza (1x) a plnohodnotná hrudní náplast (1x dvojbalení). ROZŠÍŘENÝ OBSAH: Trauma rukavice (srolované 2x pár), QuikClot Combat Gauze (1x - zelený), nouzový trauma obvaz 6" (1x), deka proti podchlazení (1x), plochá páska (1x), komprimovaná gáza (1x), plnohodnotná hrudní náplast (1x dvojbalení), nazofaryngeální vzduchová cesta (1x) a dekompresní jehla (1x).



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-WOLF GRAY**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 430101020
- Výrob. č.: HW-TKN-SMALL-ES
- Size: 1 Person
- Dodací hmotnost: 0.442kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 178mm
- Délka přepravy: 254mm
- UPC: 810073653252

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání lékárničky TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání lékárničky TRAUMA KIT NOW! SMALL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili lékárničku TRAUMA KIT NOW! SMALL od společnosti Blue Force Gear. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu, aby splnil potřeby uživatelů v krizových situacích. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím lékárničky si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte lékárničku na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah lékárničky a vyřadte prošlé nebo poškozené položky.
- V případě úrazu nebo zdravotního problému vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- V případě podezření na nebezpečný produkt nebo nehody informujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím jakéhokoli zdravotnického materiálu si umyjte ruce.
- Používejte ochranné rukavice, které jsou součástí lékárničky, aby se minimalizovalo riziko infekce.
- Pokud jste alergičtí na určité materiály, pečlivě zkontrolujte obsah lékárničky a vyhněte se jejich použití.
- V případě použití QuikClot obvazu nebo jiných hemostatických prostředků, dodržujte pokyny na obalu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění lékárničky:

- Zajistěte, aby byla lékárnička snadno dostupná v případě nouze.
- Můžete ji připevnit na MOLLE systém nebo ji mít uloženou v batohu.

2. Použití obsahu lékárničky:

- **Trauma rukavice:** Před jakýmkoliv zákrokem si nasadte rukavice.
- **QuikClot obvaz:** Při použití na krvácení, aplikujte přímo na ránu a držte na místě podle pokynů.
- **Nouzový trauma obvaz 6”:** Rozbalte a aplikujte na zranění, přitlačte pevně.
- **Deka proti podchlazení:** Použijte pro udržení tělesné teploty zraněného.
- **Plochá páska a komprimovaná gáza:** Použijte na menší rány a za účelem zajištění obvazu.

3. Údržba lékárničky:

- Pravidelně kontrolujte datum expirace všech zdravotnických materiálů.
- Vyměňte jakékoliv položky, které byly použity nebo jsou poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití výrobků z lékárničky je likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Použité zdravotnické materiály, jako jsou rukavice a obvazy, likvidujte jako biologicky nebezpečný odpad.
- Před likvidací se ujistěte, že všechny použité položky jsou bezpečně zabalena, aby se minimalizovalo riziko kontaminace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných situací se obraťte na příslušné úřady nebo organizace. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání lékárničky TRAUMA KIT NOW! SMALL je klíčové pro vaši ochranu a ochranu ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz