

HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK

Celox™ Granules can stop severe bleeding fast. The Celox™ Granules mold to the shape of the wound to get firm pressure on to the source of the bleeding even in complex shaped injuries. Safe, easy to use, cost effective and capable of applying to a variety of different wounds No Exothermic reaction – Does not generate heat Works in hypothermic conditions and clots heparinized blood Simple operation – Tear open, pour, press, pack Celox™ has been proven to work on moderate to severe bleeding and has been extensively tested. Celox granules are available in a 15g sachet for situations where every gram of weight saved is vital, still with enough material to treat a severe injury.



Attributes

- Name: HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK
- Manufacturer: CELOX MEDICAL
- Product no.: 100025879
- Mfr. No.: V12090
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 755702981620

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEMOSTATIC GRANULES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK](#)

Sicherheitshinweise für HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK

Einführung

Die Celox™ Granulate sind speziell entwickelt, um schwere Blutungen schnell zu stoppen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Celox™ Granulate nur für den vorgesehenen Zweck, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Granulate außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die richtigen Anwendungstechniken, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Verpackung auf Beschädigungen oder Verfallsdaten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- **Vermeide direkten Kontakt mit den Augen.** Im Falle eines Kontakts gründlich mit Wasser spülen.
- **Verwende die Granulate nicht bei Personen, die allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren.**
- **Trage bei der Anwendung Handschuhe,** um direkten Hautkontakt zu vermeiden.
- **Achte darauf, die Granulate nicht einzuatmen.** Bei versehentlichem Einatmen suche sofort medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Wunde sauber ist und keine Fremdkörper vorhanden sind.
- Trage Handschuhe, um eine hygienische Anwendung zu gewährleisten.

2. Anwendung:

- Reiß die Verpackung der Celox™ Granulate auf.
- Gieße die Granulate direkt auf die Wunde, um die Blutung zu stoppen.
- Übe sanften Druck auf die Granulate aus, um sicherzustellen, dass sie sich an die Wundform anpassen.
- Packe die Wunde mit einem sterilen Verband oder einer Mullbinde, um die Granulate an Ort und Stelle zu halten.

3. Nach der Anwendung:

- Überwache die Wunde auf Anzeichen einer Infektion oder weiteren Blutungen.
- Suche bei Bedarf sofort ärztliche Hilfe auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder abgelaufene Granulate gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verpackungsmaterialien sollten in den entsprechenden Recyclingbehälter gegeben werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der Celox™ Granulate, wende dich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Bitte beachte die oben genannten Richtlinien, um die Sicherheit bei der Anwendung der Celox™ Granulate zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for HEMOSTATIC GRANULES

Introduction

HEMOSTATIC GRANULES, specifically Celox™ Granules, are designed to stop severe bleeding quickly and effectively. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use, compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR), and optimal effectiveness of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before use.
- Keep out of reach of children to prevent accidental ingestion.
- Use only as directed. This product is intended for external use only.
- Ensure the product is stored in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Check the product for any damage or tampering before use.
- If you experience any adverse reactions, discontinue use and seek medical attention.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use Celox™ Granules on deep puncture wounds or animal bites.
- Avoid contact with eyes and mucous membranes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
- Do not use on patients with known allergies to chitosan or other components of the granules.
- In case of severe bleeding, if the bleeding does not stop after applying the granules, seek medical assistance immediately.
- Do not use in combination with other hemostatic agents unless directed by a healthcare professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the wound is clean. Remove any debris or foreign objects if possible.
- Wear gloves if available to maintain hygiene.

2. Application:

- Tear open the sachet of Celox™ Granules.
- Pour the granules directly onto the wound, covering the entire area.
- Press firmly on the granules to ensure they mold to the shape of the wound.
- Maintain pressure on the wound for at least 23 minutes to facilitate clotting.

3. PostApplication:

- Once bleeding has stopped, cover the wound with a sterile dressing or bandage.
- Dispose of any used materials properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired Celox™ Granules in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in waterways or general waste unless specified by local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further information regarding the use of HEMOSTATIC GRANULES, please refer to the product packaging or manufacturer's website for contact details.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of HEMOSTATIC GRANULES. Always prioritize safety and consult a healthcare professional if you have any concerns regarding the use of this product.

Bezpečnostní pokyny pro použití HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK

Úvod

HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL jsou určeny k rychlému zastavení těžkého krvácení. Tyto granule se přizpůsobují tvaru rány a vytvářejí pevný tlak na zdroj krvácení. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu, včetně pokynů pro instalaci, použití a likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt je skladován na suchém místě a mimo dosah dětí.
- Granule používejte pouze na externí rány a neaplikujte je do otevřených ran na vnitřních orgánech.
- V případě alergie na některou ze složek produktu se poraďte s lékařem před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu si umyjte ruce a ujistěte se, že jsou čisté.
- Granule nepoužívejte na rány, které jsou infikované nebo mají cizí tělesa.
- Při použití granulek postupujte podle následujících kroků:
 - Roztrhněte obal.
 - Nalijte granule přímo na ránu.
 - Přitlačte granule na ránu, aby se zajistil pevný kontakt.
 - Zabalte ránu obvazem nebo čímkoli, co udrží granule na místě.
- Pokud krvácení nepřestane nebo se situace zhorší, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:**
 - Ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály, včetně obvazu.
 - Zkontrolujte, zda je balení granulek neporušené.
2. **Použití:**
 - Roztrhněte obal granulek.
 - Nalijte granule na ránu tak, aby pokryly celý povrch.
 - Přitlačte granule na ránu a zajistěte, aby se dostaly do kontaktu se zdrojem krvácení.
 - Zabalte ránu obvazem, abyste udrželi granule na místě.
3. **Po použití:**
 - Vyčistěte si ruce a zlikvidujte použité obaly a případné zbytky granulek podle pokynů pro likvidaci.

Pokyny pro likvidaci

- Použité granule a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte granule do běžného odpadu, pokud nejsou použité a neporušené.
- Pokud je produkt po použití kontaminován, zacházejte s ním jako s nebezpečným odpadem.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný orgán nebo výrobce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o bezpečnosti výrobků a měl by být dodržen pro zajištění bezpečného používání HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL. Udržujte tento dokument na bezpečném místě pro budoucí použití a reference.