

RAPID HEMOSTATIC Z-FOLD GAUZE - 3"X5' CELOX RAPID

HEMOSTATIC Z-FOLD GAUZE

Time is critical when treating severe injuries in the field and saving time increases the chance of survival for the casualty in an emergency or hostile situation. To be effective in real use, hemostatic dressings need to work fast. The low profile pack means Celox Rapid Ribbon is easily concealed and the reduced size makes it ideal for treating narrow entry wounds such as bullet, blast fragment and stab injuries. Works with just 60 seconds compression. Stops severe bleeding – fast. Rapid action reduces blood loss. Stops hypothermic bleeding as found in severe traumatic injuries. The current generation of hemostatic agents need at least 3 minutes of compression to work. Celox Rapid Ribbon Gauze removes the delay by speeding up packing time and reducing compression time to just 60 seconds while using the proven hemostatic technology of Celox.



Attributes

- Name: 3"X5' CELOX RAPID HEMOSTATIC Z-FOLD GAUZE
- Manufacturer: CELOX MEDICAL
- Product no.: 100025884
- Mfr. No.: TS-ZR-035
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 755702981835

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL 3"X5'](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE 3"X5' CELOX](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL](#)

Sicherheitshinweise für RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL 3"X5'

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE von CELOX MEDICAL. Dieses Produkt ist für die schnelle Behandlung von schweren Verletzungen im Feld konzipiert. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung vollständig lesen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt unbeschädigt und innerhalb des Haltbarkeitsdatums ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- Verwenden Sie das Celox Rapid Ribbon Gauze nur in Notfällen, bei schweren Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wunde sauber ist, bevor Sie das Produkt anwenden.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck auf die Wunde aus und halten Sie diesen für 60 Sekunden.
- Bei Anzeichen von allergischen Reaktionen oder Hautreizungen, brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie medizinische Hilfe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei offenen Wunden, die stark verschmutzt sind oder Anzeichen einer Infektion zeigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Wunde:

- Reinigen Sie die Wunde, wenn möglich, um Schmutz und Fremdkörper zu entfernen.
- Legen Sie das Celox Rapid Ribbon Gauze direkt auf die Wunde.

2. Anwendung:

- Drücken Sie gleichmäßig auf die Wunde, um die Blutung zu stoppen.
- Halten Sie den Druck für mindestens 60 Sekunden aufrecht.

3. Nachbehandlung:

- Überprüfen Sie die Wunde nach 60 Sekunden, um sicherzustellen, dass die Blutung gestoppt ist.
- Decken Sie die Wunde nach der Anwendung mit einem sterilen Verband ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Produkts von einer ordnungsgemäßen Anwendung abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um die bestmögliche Unterstützung im Notfall zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE 3"X5' CELOX

Introduction

The RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE 3"X5' CELOX is designed for immediate use in emergency situations to control severe bleeding. This guide provides essential safety instructions to ensure effective and safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the hemostatic gauze as directed to minimize risks.
- Ensure that the product is stored in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly check the packaging for any signs of damage or expiration.
- Keep out of reach of children and ensure that it is used by trained personnel only.
- In case of any adverse reactions or complications, seek medical attention immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the gauze only for its intended purpose: to control severe bleeding.
- Do not use if the packaging is damaged or if the product has expired.
- Ensure that the area of application is clean to avoid infection.
- Apply direct pressure to the wound after placing the gauze to ensure effective hemostasis.
- If bleeding does not stop within 60 seconds of application, seek immediate medical help.
- Be aware of potential allergic reactions; check for any known allergies to the components of the gauze.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Wash your hands thoroughly before handling the gauze.
- Ensure that the area around the wound is as clean as possible.

2. Application:

- Remove the gauze from its packaging carefully.
- Place the gauze directly on the wound.
- Apply firm pressure for 60 seconds to allow the hemostatic agents to work effectively.
- If necessary, secure the gauze with additional bandaging to maintain pressure.

3. PostApplication:

- Monitor the wound for any signs of continued bleeding.
- If bleeding persists after 60 seconds, do not remove the gauze; seek medical assistance immediately.
- Dispose of used gauze in accordance with local regulations regarding medical waste.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or expired gauze in accordance with local medical waste disposal regulations.
- Do not reuse the gauze once it has been used for bleeding control.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report unsafe products, please refer to the appropriate EU contact points for consumer safety.

This safety instruction guide is designed to provide clear and concise information for the effective use of RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE 3"X5' CELOX. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed.

Bezpečnostní pokyny pro použití RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlou a účinnou pomoc při těžkém krvácení. Vzhledem k výjimečné důležitosti bezpečnosti při používání tohoto výrobku, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen pouze pro externí použití.
- Před použitím se ujistěte, že obal není poškozen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- V případě alergické reakce přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti o použití, konzultujte s odborníkem na zdravotní péči.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím produktu si umyjte ruce a ošetřované místo.
- Nepoužívejte na otevřené rány, které jsou infikované nebo mají cizí tělesa.
- Aplikujte s tlakem po dobu 60 sekund pro maximální účinnost.
- Neodstraňujte obvaz před uplynutím doporučené doby.
- V případě, že krvácení neustává, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čisté a suché ruce.
- Otevřete balení a vyjměte hemostatický obvaz.

2. Aplikace:

- Umístěte obvaz přímo na místo krvácení.
- Aplikujte stálý tlak po dobu 60 sekund.
- Po uplynutí této doby zkontrolujte, zda krvácení ustalo.

3. Po použití:

- Pokud je to možné, ponechte obvaz na místě, dokud nebude k dispozici odborná lékařská péče.
- Zaznamenejte si čas aplikace a jakékoli další důležité informace pro zdravotnický personál.

Pokyny pro likvidaci

- Použitý obvaz zlikvidujte podle místních předpisů pro biologicky nebezpečný odpad.
- Nikdy nevyhazujte do běžného odpadu nebo do přírody.
- Ujistěte se, že je výrobek bezpečně zabalen, aby se předešlo zranění při likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu, bezpečnostních pokynech nebo v případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na autorizovaného zástupce společnosti CELOX MEDICAL. Všechny výrobky musí mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti v EU.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte správné a bezpečné použití RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost svou i ostatních.