

MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES

The Blue Force Gear Micro Trauma Kit Advanced refill is not just another small tactical first aid kit. Each component was specifically chosen for its combat proven effectiveness combined with never before seen packaging techniques to make them as small as possible. These supplies are everything necessary to address the “Big Three” when it comes to preventable deaths due to traumatic injury; hemorrhage, occluded airway, and tension pneumothorax. The Micro Trauma Kit Advanced supplies were designed from the ground up around a specific need for an ultra-concealable trauma kit. The Kit contains the following: 1x CLEER Medical Trauma Bandage (4" x 24" Flat Packed compression dressing) 1x Celox Rapid (3" x 24" Z-Fold) 2x FOXSeal Occlusive Dressing 1x North American Rescue Tan Bear Claw Gloves 4x CLEER Medical Easy Tape 1x ARS for Needle Decompression (14 gauge x 3.25") 1x Rusch Nasopharyngeal Airway (28FR with lubricating jelly) ***Brands and/or packaging of supplies may vary from items in photos***



Attributes

- Name: MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100044829
- Mfr. No.: P-TKR-03
- Delivery weight: 0.2kg
- UPC: 812114025745

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Blue Force Gear Micro Trauma Kit Advanced](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES](#)

Sicherheitshinweise für das Blue Force Gear Micro Trauma Kit Advanced

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Blue Force Gear Micro Trauma Kit Advanced! Dieses Kit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen bei traumatischen Verletzungen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie Handschuhe, um direkten Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Materialien des Kits nicht abgelaufen sind.
- Bei der Anwendung von Verbänden und anderen Materialien, stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen genau befolgen.
- Bei schwerwiegenden Verletzungen oder wenn Sie sich unsicher sind, suchen Sie sofort professionelle medizinische Hilfe auf.
- Verwenden Sie die NadelDekompression nur, wenn Sie mit der Technik vertraut sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Zugänglichkeit prüfen:** Stellen Sie sicher, dass das Kit leicht zugänglich ist.
2. **Inhalt überprüfen:** Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Materialien vorhanden und in gutem Zustand sind.
3. **Verband anlegen:**
 - Öffnen Sie den CLEER Medical TraumaVerband.
 - Legen Sie den Verband auf die Wunde und wickeln Sie ihn fest um die betroffene Stelle.
4. **Blutstillung:**
 - Verwenden Sie Celox Rapid zur Blutstillung, indem Sie es direkt auf die Wunde auftragen.
5. **Oklusion:**
 - Verwenden Sie FOXSeal Okklusivverbände, um eine Wunde abzudichten und Luftaustritt zu verhindern.
6. **Atemwegssicherung:**
 - Bei Bedarf den Rusch Nasopharyngeal Airway gemäß den Anweisungen einführen.
7. **NadelDekompression:**
 - Bei Anzeichen eines Spannungspneumothorax verwenden Sie die ARS für die NadelDekompression. Dies sollte nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie eine sichere Methode zur Entsorgung von Materialien, die mit Blut oder Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum Blue Force Gear Micro Trauma Kit Advanced, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und die Risiken bei der Anwendung zu minimieren. Ihr Wohlbefinden hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES

Introduction

Thank you for choosing the MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES. This kit is designed to provide essential medical supplies for addressing traumatic injuries effectively. It is crucial to understand how to use this kit safely and effectively. This guide outlines important safety instructions and precautions to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the kit.
- Keep the kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the kit regularly to ensure all components are present and in good condition.
- Store the kit in a cool, dry place, away from direct sunlight.
- Do not use expired items; check expiration dates regularly.
- Report any incidents or unsafe products to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hemorrhage Control:** Use the CLEER Medical Trauma Bandage and Celox Rapid as directed to control bleeding. Ensure you apply adequate pressure and follow the instructions for use.
- **Airway Management:** Use the Rusch Nasopharyngeal Airway only if you are trained in airway management. Improper use can cause injury.
- **Tension Pneumothorax:** The ARS for Needle Decompression should only be used by trained personnel. Misuse can lead to serious complications.
- **Personal Protective Equipment:** Always wear gloves (included in the kit) when providing care to prevent infection.
- **Occlusive Dressing:** Use FOXSeal Occlusive Dressing to seal open wounds and prevent air entry. Ensure it is applied correctly to avoid further complications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have a clear and safe area to provide care.
- Wash your hands thoroughly before handling any supplies.
- Gather necessary items from the kit based on the injury type.

2. Using the Kit:

- **For Bleeding:**
 - Open the CLEER Medical Trauma Bandage and apply it directly to the wound.
 - Apply pressure and secure the bandage in place.
 - If bleeding does not stop, consider applying additional dressings and seek medical help.
- **For Airway Issues:**
 - If trained, gently insert the Rusch Nasopharyngeal Airway into the nasal passage.
 - Lubricate the airway with the included jelly for easier insertion.
- **For Tension Pneumothorax:**
 - Only trained personnel should perform needle decompression using the ARS. Follow medical protocols for this procedure.

3. After Use:

- Dispose of used items according to local regulations.
- Replenish any used supplies to maintain the kit's readiness.

Disposal Instructions

- Dispose of all used medical supplies in accordance with local regulations.
- Follow guidelines for hazardous waste disposal for any items that may be contaminated.
- Ensure that the kit is restocked with fresh supplies after use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional support information.

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of the MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES while adhering to safety guidelines. Always prioritize safety and seek professional medical assistance when necessary.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MICRO TRAUMA KIT NOW! ADVANCED SUPPLIES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Trauma Kit Now! Advanced Supplies od společnosti Blue Force Gear. Tento kit je navržen tak, aby poskytoval efektivní a kompaktní řešení pro první pomoc v případě traumatických zranění. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a že všechny součásti jsou kompletní.
- Kit je určen pouze pro vnější použití a neměl by být používán na otevřených ranách bez řádného čištění a dezinfekce.
- Udržujte kit mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud dojde k poškození nebo ztrátě součástí, nahradte je co nejdříve.
- V případě jakýchkoli alergických reakcí na materiály obsažené v kitu okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při použití traumatického obvazu se ujistěte, že je správně umístěn a pevně zajištěn, aby se minimalizovalo riziko krvácení.
- Při použití hemostatického přípravku Celox Rapid dodržujte pokyny pro aplikaci, abyste zajistili jeho účinnost.
- Používejte ochranné rukavice North American Rescue Tan Bear Claw Gloves při manipulaci s krví nebo otevřenými ranami.
- Při aplikaci nasopharyngeal airway buďte opatrní a postupujte podle pokynů pro správnou instalaci.
- V případě použití ARS pro jehlovou dekompresi se ujistěte, že víte, jak správně provést tento postup.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je kit kompletní a všechny součásti jsou v dobrém stavu.
- Umístěte kit na čistý a suchý povrch.

2. Použití traumatického obvazu:

- Otevřete obvaz a umístěte ho na zraněné místo.
- Zajistěte obvaz tak, aby byl pevně přiléhající, ale ne příliš těsný.

3. Použití hemostatického přípravku (Celox Rapid):

- Otevřete balení a aplikujte přípravek přímo na ránu.
- Držte ránu pod tlakem po dobu minimálně 3 minut.

4. Použití nasopharyngeal airway:

- Naneste lubrikant na konec nasopharyngeal airway.
- Jemně vložte do nosní dírky a pokračujte do hrdla.

5. Použití ARS pro jehlovou dekompresi:

- Identifikujte místo pro aplikaci a dezinfikujte oblast.
- Vložte jehlu pod úhlem, abyste se dostali do pleurálního prostoru.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte součásti, které byly použity na kontaminovaných ranách, znovu.
- V případě použití jehel nebo jiných ostrých předmětů je likvidujte do speciálního kontejneru pro ostré předměty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržíte všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití Micro Trauma Kit Now! Advanced Supplies.