

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT - ADVENTURE MEDICAL KITS TRAUMA PAK W/QUIK CLOT

When it comes to emergencies, professionals know excess equipment only gets in the way. Act fast to provide immediate trauma care with this Trauma Pak which contains key supplies to control bleeding at the scene until medical professionals arrive. This essentials-only trauma pack contains Adventure® Medical Kit's QuikClot, a hemostatic dressing that stops bleeding three times faster by accelerating your body's natural clotting process with zeolite. In addition to the hemostatic dressing, this pack includes a combine pad, triangular bandage, and gauze dressings to help control the bleeding and duct tape to hold it all in place. Packed in a tough, waterproof pouch that easily fits into a BDU pocket or glove box, the Trauma Pak is compact, easy-to-use addition to your medical kit, first responder kit, or everyday carry bag that could help you save a life. Designed for Immediate Response Respond quickly to control bleeding until professional help arrives. This trauma kit contains the essentials you need to treat trauma in a quick-to-deploy format. Inside, you'll find a QuikClot® Advanced Clotting Sponge, trauma pad, triangular bandage, sterile gauzes, and other key supplies. Zeolite to Stop Bleeding Fast Control bleeding the hemostatic sponge that works on contact to accelerate your body's natural clotting process and stop bleeding three times faster. The sponge contains the hemostatic agent zeolite, an inorganic mineral that works quickly to induce clotting, in a non-adherent mesh bag. Critical Trauma Instructions Prepare yourself with the first aid information you need. This one-page guide includes life-saving trauma care instructions, including how to apply a tourniquet, stabilize fractures, manage gunshot wounds, and treat sucking chest wounds. Compact & Lightweight Have the tools you need to stop severe bleeding wherever you go. The Trauma Pak weighs only 4.4 oz. and is small enough to fit into a BDU pocket. Keep one in your glove box, range bag, backpack, first responder kit, and everyday carry bag so you're prepared when trauma occurs. Waterproof DryFlex™ Bag Have confidence this Trauma Pak will keep its vital contents ready to use at a moment's notice. The re-sealable DryFlex™ bag is completely waterproof and incredibly durable and can also be used to dispose of bio-waste or treat sucking chest wounds. SUPPLY LIST Bandage Materials 1 - Bandage, Conforming Gauze, 3" 1 - Dressing, Gauze, Sterile, 2" x 2", Pkg./2 1 - Dressing, Gauze, Sterile, 4" x 4", Pkg./2 Bleeding 1 - Gloves, Nitrile (Pair), Hand Wipe 1 - 25 g QuikClot 1 - Trauma Pad, 5" x 9" Duct Tape 1 - Duct Tape, 2" x 26" Fracture / Sprain 1 - Bandage, Triangular Wound Care 4 - Antiseptic Wipe Medical Information 1 - Trauma and Accident Management Instructions



Attributes

- Name: ADVENTURE MEDICAL KITS TRAUMA PAK W/QUIK CLOT
- Manufacturer: ADVENTURE MEDICAL KITS
- Product no.: 100009128
- Mfr. No.: 2064-0292
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 707708202926

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: TRAUMA PAK W/QUICK CLOT Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: TRAUMA PAK W/QUICK CLOT Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TRAUMA PAK W/QUICK CLOT Bezpečnostní pokyny](#)

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRAUMA PAK W/QUICK CLOT by Adventure Medical Kits. This trauma pack is designed to provide essential supplies for controlling bleeding during emergencies. It is important to understand how to use this product safely and effectively. This guide will provide you with essential safety instructions and information to ensure safe use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the TRAUMA PAK is stored in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly check the contents of the pack to ensure that all items are intact and within their expiration dates.
- Keep the trauma pack out of reach of children to prevent accidental use or ingestion of contents.
- Use the trauma pack only for its intended purpose, which is to provide immediate trauma care in emergency situations.
- Be aware of the potential hazards associated with using the items in the trauma pack, including allergic reactions to materials or improper application of dressings.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using any of the medical supplies, ensure that your hands are clean. Use the included hand wipes if necessary.
- If you are not trained in first aid, seek assistance from someone who is or call emergency services immediately.
- When applying the QuikClot hemostatic dressing, do not apply it directly to a wound without first ensuring that the area is clear of debris.
- In case of severe bleeding, apply direct pressure to the wound with the trauma pad before using other supplies.
- Follow the critical trauma instructions included in the pack carefully to ensure proper treatment of injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Open the waterproof DryFlex bag and remove the contents.
- Familiarize yourself with the items included in the pack: QuikClot sponge, trauma pad, gauze dressings, triangular bandage, duct tape, and antiseptic wipes.

2. Control Bleeding:

- For severe bleeding, apply the QuikClot sponge directly to the wound and hold it in place for at least 3 minutes to allow for clotting.
- If bleeding continues, apply a trauma pad over the QuikClot and secure it with duct tape.

3. Wound Dressing:

- Use the sterile gauze dressings to cover any additional wounds or to provide further protection.
- If necessary, use the triangular bandage to create a sling or secure dressings in place.

4. FollowUp Care:

- Once the bleeding is controlled, seek professional medical assistance as soon as possible.
- Monitor the injured person for signs of shock or other complications.

Disposal Instructions

- Dispose of any used medical supplies in accordance with local regulations for biohazard waste.
- The DryFlex bag can be reused for storing additional supplies or for safe disposal of biowaste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the TRAUMA PAK W/QUICK CLOT, please refer to the packaging for the manufacturer's contact information or consult your local retailer.

Conclusion

The TRAUMA PAK W/QUICK CLOT is a vital tool for emergency situations. By following these safety instructions and guidelines, you can help ensure that you and others are prepared to respond effectively to trauma. Always prioritize safety and seek professional medical help when necessary.

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA PAK W/QUICK CLOT från Adventure Medical Kits. Detta traumapack är designat för att tillhandahålla viktiga förnödenheter för att kontrollera blödning vid nödsituationer. Det är viktigt att förstå hur man använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Denna guide kommer att ge dig nödvändiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att TRAUMA PAK förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet innehållet i paketet för att säkerställa att alla artiklar är intakta och inom sina utgångsdatum.
- Håll traumapaketet utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller förtäring av innehållet.
- Använd traumapaketet endast för sitt avsedda syfte, vilket är att tillhandahålla omedelbar traumavård i nödsituationer.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med användningen av artiklar i traumapaketet, inklusive allergiska reaktioner på material eller felaktig applicering av förband.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder några av medicinska förnödenheterna, se till att dina händer är rena. Använd de medföljande handservetterna om det behövs.
- Om du inte är utbildad i första hjälpen, sök hjälp från någon som är eller ring omedelbart nödtjänst.
- När du applicerar QuikClot hemostatiskt förband, applicera det inte direkt på ett sår utan att först säkerställa att området är fritt från skräp.
- Vid svår blödning, applicera direkt tryck på såret med traumapaden innan du använder andra förnödenheter.
- Följ noggrant de kritiska traumainstruktionerna som ingår i paketet för att säkerställa korrekt behandling av skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Öppna den vattentäta DryFlexpåsen och ta bort innehållet.
- Bekanta dig med de artiklar som ingår i paketet: QuikClot svamp, traumapad, gasbindor, triangulär bandage, tejp och antiseptiska servetter.

2. Kontrollera blödning:

- För svår blödning, applicera QuikClot svampen direkt på såret och håll den på plats i minst 3 minuter för att möjliggöra koagulering.
- Om blödningen fortsätter, applicera en traumapad över QuikClot och fäst den med tejp.

3. Sårvård:

- Använd de sterila gasbindorna för att täcka eventuella ytterligare sår eller för att ge ytterligare skydd.
- Om det behövs, använd den triangulära bandagen för att skapa en slinga eller säkra förbanden på plats.

4. Uppföljningsvård:

- När blödningen är under kontroll, sök professionell medicinsk hjälp så snart som möjligt.
- Övervaka den skadade personen för tecken på chock eller andra komplikationer.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med använda medicinska förnödenheter i enlighet med lokala regler för biohazardavfall.
- DryFlexpåsen kan återanvändas för att förvara ytterligare förnödenheter eller för säker bortskaffande av biologiskt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående TRAUMA PAK W/QUICK CLOT, vänligen hänvisa till förpackningen för tillverkarens kontaktinformation eller rådfråga din lokala återförsäljare.

Slutsats

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT är ett viktigt verktyg för nödsituationer. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa att du och andra är förberedda att effektivt reagera på trauma. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell medicinsk hjälp när det behövs.

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRAUMA PAK W/QUICK CLOT od Adventure Medical Kits. Tento trauma balíček je navržen tak, aby poskytoval nezbytné potřeby pro kontrolu krvácení během nouzových situací. Je důležité pochopit, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně. Tento průvodce vám poskytne základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl TRAUMA PAK uložen na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla.
- Pravidelně kontrolujte obsah balíčku, abyste zajistili, že všechny položky jsou neporušené a v rámci své doby použitelnosti.
- Držte trauma balíček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo požití obsahu.
- Používejte trauma balíček pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je poskytnout okamžitou traumatickou péči v nouzových situacích.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s používáním položek v trauma balíčku, včetně alergických reakcí na materiály nebo nesprávné aplikace obvazů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím jakýchkoli zdravotnických potřeb se ujistěte, že máte čisté ruce. Použijte přiložené antiseptické ubrousky, pokud je to nutné.
- Pokud nejste vyškoleni v první pomoci, vyhledejte pomoc od někoho, kdo je, nebo okamžitě zavolejte záchrannou službu.
- Při aplikaci hemostatického obvazu QuikClot ho nepoužívejte přímo na ránu, aniž byste se nejprve ujistili, že je oblast čistá od nečistot.
- V případě těžkého krvácení aplikujte přímý tlak na ránu pomocí trauma podložky před použitím dalších potřeb.
- Důsledně dodržujte kritické pokyny pro traumatickou péči, které jsou zahrnuty v balíčku, abyste zajistili správné ošetření zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Otevřete vodotěsný DryFlex sáček a vyjměte obsah.
- Seznamte se s položkami obsaženými v balíčku: QuikClot houba, trauma podložka, obvazy z gázy, trojúhelníkový obvaz, lepicí páska a antiseptické ubrousky.

2. Kontrola krvácení:

- Při těžkém krvácení aplikujte QuikClot houbu přímo na ránu a držte ji na místě alespoň 3 minuty, aby došlo k srážení.
- Pokud krvácení pokračuje, aplikujte trauma podložku přes QuikClot a zajistěte ji lepicí páskou.

3. Ošetření ran:

- Použijte sterilní obvazy z gázy k zakrytí jakýchkoli dalších ran nebo k poskytnutí další ochrany.
- Pokud je to nutné, použijte trojúhelníkový obvaz k vytvoření závěsu nebo k zajištění obvazů na místě.

4. Následná péče:

- Jakmile je krvácení pod kontrolou, co nejdříve vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Sledujte zraněnou osobu na známky šoku nebo jiných komplikací.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli použité zdravotnické potřeby likvidujte v souladu s místními předpisy pro biohazardní odpad.
- DryFlex sáček lze znovu použít pro ukládání dalších potřeb nebo pro bezpečnou likvidaci biologického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně TRAUMA PAK W/QUICK CLOT se prosím podívejte na obal pro kontaktní informace výrobce nebo se obraťte na svého místního prodejce.

Závěr

TRAUMA PAK W/QUICK CLOT je zásadním nástrojem pro nouzové situace. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete pomoci zajistit, aby vy a ostatní byli připraveni efektivně reagovat na trauma. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.