

RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, ORANGE

The RIGID TQ Case for the SOF®TT/SOF®TT-W can hold the SOF®TT or the SOF®TT-Wide tourniquets. The Eleven 10® RIGID TQ Case® is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the SOF®TT/SOF®TT-W utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded Case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage Hole at the bottom of the case Medical Identifying PVC Cross Patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Available Mounting Options - Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt), or MOLLE/PALS Attachment (Tactical Tailor Malice Clip) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10's products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, ORANGE
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043724
- Mfr. No.: E10-3011B-ORG
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615668380

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case](#)
- [English: RIGID TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case pour SOF®TT/SOF®TTW](#)
- [Suomi: Rigid TQ Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTTW/SAM XT ELEVEN 10](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIGID TQ Case für die SOF®TT/SOF®TTW. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen schnellen Zugriff auf Ihr Tourniquet zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Sie es im Notfall schnell und effizient einsetzen können. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das RIGID TQ Case nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- Informieren Sie sich über die korrekte Anwendung des Tourniquets in Notfallsituationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das RIGID TQ Case nur mit den kompatiblen Tourniquets (SOF®TT/SOF®TTW).
- Vermeiden Sie es, das Gehäuse unter extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen zu lagern.
- Stellen Sie sicher, dass das Tourniquet sicher im Gehäuse sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Üben Sie die einhändige Anwendung des Tourniquets regelmäßig, um im Notfall vorbereitet zu sein.
- Verwenden Sie das enthaltene Vibratite, um sicherzustellen, dass alle Teile des Gehäuses sicher befestigt sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des RIGID TQ Case:

- Wählen Sie die gewünschte Montageposition (z. B. Dienstgürtel oder MOLLE/PALSKompatible Weste).
- Verwenden Sie die entsprechenden Montagematerialien (z. B. BladeTech TEKLOK oder Tactical Tailor Malice Clip).
- Befestigen Sie das Gehäuse sicher an der gewählten Position.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Montage, bevor Sie das Gehäuse verwenden.

2. Verwendung des RIGID TQ Case:

- Greifen Sie den freiliegenden Teil des Tourniquets.
- Ziehen Sie schnell, um das Tourniquet freizugeben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Tourniquet korrekt anlegen, indem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das RIGID TQ Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform nutzen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte von Eleven 10® in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden. Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des RIGID TQ Case zu gewährleisten.

RIGID TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIGID TQ Case for the SOF®TT/SOF®TTW. This product is designed to securely hold your tourniquet, ensuring rapid access when every second counts. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, maintain, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the RIGID TQ Case is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the case for any signs of wear or damage.
- Keep the case away from extreme temperatures and moisture to maintain its integrity.
- Store the tourniquet in the case at all times to avoid misplacement.
- Ensure that the case is securely mounted to your duty belt or other equipment to prevent accidental detachment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always practice deploying the tourniquet from the RIGID TQ Case in a safe environment before an emergency arises.
- Avoid using the case if it shows any signs of damage or wear that could compromise its effectiveness.
- Ensure that the mounting hardware is properly secured and tightened to prevent the case from loosening during use.
- Be cautious of your surroundings when deploying the tourniquet to avoid injury to yourself or others.
- If you are unfamiliar with tourniquet application, seek training from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Select Mounting Location:

- Choose a suitable location on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster.

2. Attach the Case:

- For a duty belt, use the BladeTech TEKLOK Belt Attachment, which fits up to a 2.25" belt.
- For MOLLE/PALS attachment, use the Tactical Tailor Malice Clip.
- Ensure that the case is mounted securely in either a vertical or horizontal position as desired.

3. Secure the Hardware:

- Utilize the included Vibratite to secure the mounting hardware in place once the desired configuration is obtained.

Usage

1. Accessing the Tourniquet:

- To deploy the tourniquet, grasp the exposed portion of the tourniquet and pull sharply. The friction design allows for onehanded deployment even in challenging conditions.

2. After Use:

- After using the tourniquet, ensure it is properly cleaned and inspected before returning it to the case.

Disposal Instructions

- Dispose of the RIGID TQ Case in accordance with local regulations regarding plastic and electronic waste.
- If the case is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it; instead, follow proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIGID TQ Case, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

This safety instruction guide aims to provide you with all necessary information to use the RIGID TQ Case safely and effectively. Always prioritize safety and proper usage to ensure the best performance of your product.

Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case pour SOF®TT/SOF®TTW

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIGID TQ Case pour les tourniquets SOF®TT/SOF®TTW. Cet étui rigide est conçu pour vous permettre d'accéder rapidement à votre tourniquet en cas d'urgence. Ce guide vous fournira des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre RIGID TQ Case pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le RIGID TQ Case uniquement pour les tourniquets SOF®TT et SOF®TTW.
- Ne tentez pas d'extraire le tourniquet avec une force excessive, surtout si vos mains sont ensanglantées ou mouillées.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur ou autour de l'étui qui pourraient l'endommager.
- Assurez-vous que le RIGID TQ Case est correctement fixé à votre ceinture ou à votre gilet avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation à la Ceinture de Service :

- Utilisez l'attache BladeTech TEKLOK pour fixer le RIGID TQ Case à une ceinture de service jusqu'à 2.25 pouces de large.
- Assurez-vous que l'attache est bien serrée et sécurisée.

2. Montage sur un Gilet Compatible MOLLE/PALS :

- Utilisez le clip Malice de Tactical Tailor pour attacher le RIGID TQ Case à votre gilet.
- Vérifiez que le clip est bien en place et ne se détachera pas lors des mouvements.

3. Position d'Accessoire sur un Holster Drop Leg Safariland® :

- Montez le RIGID TQ Case sur un shroud drop leg Safariland®.
- Assurez-vous que le matériel de montage est bien fixé (vendu séparément).

Utilisation

- Pour déployer le tourniquet, saisissez la partie exposée du tourniquet et tirez d'un coup sec.
- En cas de difficulté à déployer le tourniquet, vérifiez que le RIGID TQ Case est bien en place et que le tourniquet est correctement inséré.
- Pour un accès rapide, assurez-vous que le RIGID TQ Case est toujours à portée de main.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le RIGID TQ Case dans des décharges non autorisées.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suivez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Consultez les directives locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer que vous vous conformez aux lois en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre RIGID TQ Case, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RIGID TQ Case.

Rigid TQ Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rigid TQ Case koteloon, joka on suunniteltu erityisesti SOF®TT ja SOF®TTW tourniquetien turvalliseen säilytykseen ja käyttöön. Tämä ohje tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että Rigid TQ Case on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Käytä tuotteen mukana tulevaa Vibratiteä varmistaaksesi kiinnitystarvikkeet paikallaan.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos kätesi ovat liukkaat tai veriset, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
- Harjoittele tourniquetin käyttöönottoa säännöllisesti varmistaaksesi, että osaat sen nopeasti ja tehokkaasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Rigid TQ Case vyöhön tai MOLLE/PALSyhteensopivaan liiviin.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Käytä tarvittaessa lisävarusteita, kuten Tactical Tailor Malice Clip kiinnitystä.

2. Käyttö:

- Ota kiinni tourniquetin näkyvästä osasta.
- Vedä nopeasti vapauttaaksesi tourniquetin.
- Harjoittele käyttöönottoa säännöllisesti, jotta osaat sen tehokkaasti myös haastavissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä esittäessäsi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että Rigid TQ Case koteloa käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista asianmukaisille viranomaisille.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTTW/SAM XT ELEVEN 10

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ Case pro SOF®TT/SOF®TTW. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování vašeho tourniquetu. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a zlikvidujte ho podle pokynů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl tourniquet správně umístěn v pouzdře, aby nedošlo k jeho náhodnému uvolnění.
- Pouzdro je navrženo pro snadný přístup k tourniquetu; vyhněte se jakémukoli zablokování pouzdra.
- Používejte pouze s tourniquety SOF®TT a SOF®TTW, jiný typ může způsobit neefektivitu.
- V případě, že máte krvácející nebo mokré ruce, dodržujte pokyny pro jednoruké použití.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty.
- Upevněte pouzdro na opasek, vestu nebo další příslušenství pomocí kompatibilních montážních řešení (např. BladeTech TEKLOK nebo Tactical Tailor Malice Clip).
- Ujistěte se, že je pouzdro správně upevněno a bezpečně drží na místě.
- Použijte příložený Vibratite k zajištění hardwaru na místě, jakmile je dosaženo požadované konfigurace.
- V případě potřeby se řiďte pokyny pro montáž, které jsou přiloženy k produktu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na váš místní prodejní nebo servisní tým. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali RIGID TQ Case. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.