

RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/MALICE CLIP, RANGER GREEN

The RIGID TQ Case for the SOFTT/SOFTT-W can hold the SOFTT or the SOFTT-Wide tourniquets. The Eleven 10® RIGID TQ Case® is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the SOFTT/SOFTT-W utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded Case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage Hole at the bottom of the case Medical Identifying PVC Cross Patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Available Mounting Options - Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt), or MOLLE/PALS Attachment (Tactical Tailor Malice Clip) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10's products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/MALICE CLIP, RANGER GREEN
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043727
- Mfr. No.: E10-301MB-RGR
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615668304

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case](#)
- [English: Rigid TQ Case Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RIGID TQ Case](#)
- [Suomi: Rigid TQ Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: RIGID TQ CASE NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITÍ](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIGID TQ Case für SOF®TT/SOF®TTW von Eleven 10. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen schnellen Zugriff auf Ihr Tourniquet zu ermöglichen und es sicher zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem einwandfreien Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das RIGID TQ Case nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den zuständigen Kontakt in der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Tourniquet sicher im Gehäuse sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Gehäuse nur, wenn Sie mit der Handhabung von Tourniquets vertraut sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- Verwenden Sie die enthaltenen Montageoptionen nur gemäß den Anweisungen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Vibratite, um sicherzustellen, dass alle Teile an ihrem Platz bleiben, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Montage

- Wählen Sie eine geeignete Montageposition (z.B. Dienstgürtel oder MOLLE/PALSkompatible Weste).
- Befestigen Sie das RIGID TQ Case mit der entsprechenden Montageoption:
 - Polizeidienstgürtel (BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung passt bis zu einem 2,25 Zoll Gürtel).
 - MOLLE/PALSBefestigung (Tactical Tailor Malice Clip).
- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.

Nutzung

- Ziehen Sie den freiliegenden Teil des Tourniquets, um es schnell freizugeben.
- Üben Sie die einhändige Anwendung des Tourniquets, um sich mit der Handhabung vertraut zu machen.
- Verwenden Sie das Gehäuse nur, wenn Ihre Hände sauber und trocken sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das RIGID TQ Case und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kontakt in der EU.

Hinweis

- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich für das RIGID TQ Case entschieden haben. Ihre Sicherheit und die der anderen hat für uns höchste Priorität.

Rigid TQ Case Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Rigid TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW. This product is designed to securely hold your tourniquet and provide rapid access when needed. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Rigid TQ Case is securely attached to your duty belt or vest before use.
- Regularly inspect the case for any signs of wear or damage.
- Keep the tourniquet within the case clean and dry to ensure functionality.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of tourniquets and first aid supplies.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the tourniquet is properly seated within the case to prevent accidental release.
- Do not use the Rigid TQ Case for any purpose other than holding the SOF®TT or SOF®TTW tourniquets.
- Avoid placing excessive weight on the case or using it to carry other items.
- If the case becomes damaged, discontinue use immediately and replace it.
- This product is not intended for use by children. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Case:

- Choose a suitable location on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster.
- For Police Duty Belt: Use the BladeTech TEKLOK Belt Attachment which fits belts up to 2.25 inches.
- For MOLLE/PALS Attachment: Use the Tactical Tailor Malice Clip.
- Ensure that the case is mounted securely and is easily accessible.

2. Inserting the Tourniquet:

- Open the case and insert the SOF®TT or SOF®TTW tourniquet.
- Ensure that the tourniquet is seated properly to allow for friction retention.

3. Deploying the Tourniquet:

- In an emergency, grab the exposed portion of the tourniquet.
- Pull swiftly to release the tourniquet from the case.
- Practice deploying the tourniquet in a safe environment to become familiar with the process.

4. Securing the Hardware:

- Use the included Vibratite to secure the mounting hardware once the desired configuration is obtained.
- Follow the instructions provided with the Vibratite for proper application.

Disposal Instructions

- Dispose of the Rigid TQ Case in accordance with local waste management regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Rigid TQ Case, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website for support.

By following these safety instructions, you can ensure that your Rigid TQ Case is used effectively and safely. Thank you for your attention to these guidelines, and stay safe.

Guide de sécurité pour le RIGID TQ Case

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIGID TQ Case pour les tourniquets SOF®TT/SOF®TTW d'Eleven 10. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser ce produit de manière appropriée et sécurisée. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre étui.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le RIGID TQ Case est utilisé uniquement pour les tourniquets SOF®TT et SOF®TTW.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez d'exposer le RIGID TQ Case à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus à proximité de l'étui, car cela pourrait l'endommager.
- Lors de l'utilisation du tourniquet, assurez-vous que vos mains sont sèches et propres pour éviter de glisser.
- En cas d'utilisation en conditions humides, vérifiez que le tourniquet est correctement maintenu dans l'étui.
- Utilisez le Vibratite inclus pour sécuriser le matériel en place après l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation sur ceinture de service:

- Utilisez l'attache BladeTech TEKLOK pour fixer le RIGID TQ Case à votre ceinture de service (convient jusqu'à 2.25 pouces).

2. Installation sur gilet MOLLE/PALS:

- Attachez le clip Malice de Tactical Tailor pour fixer le RIGID TQ Case à votre gilet compatible MOLLE/PALS.

3. Positionnement:

- Le RIGID TQ Case peut être monté verticalement, horizontalement, incliné ou inversé selon vos préférences.
- Ajustez la hauteur du montage pour un accès facile au tourniquet.

4. Utilisation:

- Pour déployer le tourniquet, saisissez la partie exposée et tirez d'un coup sec.
- Assurez-vous que le tourniquet est bien en place dans l'étui avant de le porter.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le RIGID TQ Case dans les ordures ménagères.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options de recyclage ou d'élimination appropriées pour les produits en plastique.
- Assurez-vous que tous les composants de l'étui sont éliminés de manière sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web d'Eleven 10 pour des informations supplémentaires et des mises à jour sur les rappels de produits.

Assurezvous de rester informé sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Si vous rencontrez un produit dangereux ou avez un accident, signalezle aux autorités compétentes. Votre sécurité est notre priorité.

Rigid TQ Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rigid TQ Case koteloon, joka on suunniteltu SOF®TT/SOF®TTW tourniquetin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Tämä ohje tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja tehokkuuden.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan vaaratilanteen, ilmoita siitä välittömästi asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että tourniquet on turvallisesti kiinnitetty koteloon ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, jos sinulla on asianmukainen koulutus tourniquetin käytössä.
- Älä yritä avata tai muokata tuotetta, sillä se voi vaarantaa sen toimivuuden.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysratkaisuja, kuten BladeTechin tai Tactical Tailorin tuotteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Rigid TQ Case kotelo vyöhön tai liiviin käyttämällä suositeltuja kiinnitysratkaisuja.
- Varmista, että kotelo on tiukasti kiinnitetty ja ei liiku käytön aikana.
- Käytä Vibratiteä varmistaaksesi kiinnitystarvikkeet paikallaan, kun haluttu kokoonpano on saavutettu.

2. Käyttö:

- Ota kiinni tourniquetin näkyvästä osasta.
- Vedä nopeasti, jotta tourniquet vapautuu kotelosta.
- Käytä tourniquetia vain hätätilanteissa, joissa se on tarpeen.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki Eleven 10® tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja koottu Yhdysvalloissa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina ohjeita ja varotoimia, jotta voit käyttää Rigid TQ Case koteloa turvallisesti ja tehokkaasti.

RIGID TQ CASE NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ Case pro SOF®TT/SOF®TTW. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní používání tourniquetů v krizových situacích. Před použitím si prosím přečtěte následující pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny součásti RIGID TQ Case jsou v dobrém stavu a správně připevněny před každým použitím.
- Používejte pouze s kompatibilními tourniquety, jako jsou SOF®TT a SOF®TTW.
- Udržujte pouzdro a jeho obsah čisté a suché, aby se zajistila jejich efektivita.
- Zkontrolujte, zda není pouzdro poškozeno, a v případě poškození produkt nepoužívejte.
- Dbejte na to, aby pouzdro nebylo vystaveno extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemikáliím, které by mohly ovlivnit jeho integritu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte RIGID TQ Case pouze pro účel, pro který byl navržen.
- Při manipulaci s tourniquetem buďte opatrní, zejména pokud máte zranění nebo mokré ruce.
- V případě, že je tourniquet v pouzdře, ujistěte se, že je správně zajištěn, aby nedošlo k náhodnému uvolnění.
- Pokud máte potíže s nasazením tourniquetu, neváhejte vyhledat pomoc od vyškolené osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Vyberte místo, kde chcete RIGID TQ Case umístit (např. služební opasek, vestu kompatibilní s MOLLE/PALS).
2. Použijte dodané montážní hardware k připevnění pouzdra na vybrané místo.
3. Ujistěte se, že je pouzdro bezpečně připevněno a nehybné.

Používání

- Když potřebujete použít tourniquet, uchopte vystavenou část tourniquetu.
- Rychlým tahem uvolněte tourniquet z pouzdra.
- Použijte tourniquet podle pokynů pro jeho použití a zajistěte, aby byl správně aplikován.

Pokyny pro likvidaci

Po skončení životnosti produktu: * Zlikvidujte RIGID TQ Case v souladu s místními předpisy o odpadech. * Pokud je produkt poškozen nebo kontaminován, zvažte jeho bezpečnou likvidaci jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na vaši místní autoritu nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a dbáte na svou bezpečnost při používání RIGID TQ Case.