

TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER - BLUE FORCE GEAR TOURNIQUET NOW HOLDER, MULTICAM

[Výbava na přežití](#) > [První pomoc](#) > [Lekárničky](#)

TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER Jedním z nejúčinnějších a nejjednodušších život zachraňujících zařízení - každý bojovník, bez ohledu na oblast nasazení, by měl mít alespoň jeden turniket vždy po ruce. Turniket NOW!™ Strap poskytuje nízkoprofilový, bezpečný a rychle přístupný držák turniketu, který lze namontovat na jakoukoli platformu MOLLE, kde jsou k dispozici 3 vertikální MOLLE smyčky. Elastické smyčky se vejdou na různé turnikety ve stylu NATO, jako jsou SOF-T, C-A-T a další podobně velké turnikety. Elastické smyčky TNS mohou pojmout menší turnikety nebo jiné předměty, jako jsou flex cuffs. Turniket NOW!™ může být nainstalován na vrcholu Trauma Kit NOW!™ nebo na jedné straně Admin Pouch.



Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR TOURNIQUET NOW HOLDER, MULTICAM**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 100044825
- Výrob. č.: M-TQH-TNS-MC
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 241mm
- UPC: 812114022621

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)
- [O nás](#)

TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER od společnosti BLUE FORCE GEAR. Tento držák je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a snadno přístupné místo pro umístění tourniquetu. Je důležité si přečíst a dodržovat následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Držák je určen pouze pro použití s tourniquety schválenými pro použití v rámci NATO.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny jej správně používat.
- Pokud dojde k nehodě nebo zranění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze tourniquety, které jsou vhodné pro elastické smyčky držáku.
- Zkontrolujte, zda jsou elastické smyčky správně uchyceny a nepoškozené před každým použitím.
- Nezahrnujte do držáku jiné předměty, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při montáži na MOLLE platformu postupujte opatrně, abyste nezpůsobili poškození produktu nebo platformy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace na MOLLE platformu:

- Ujistěte se, že na platformě jsou k dispozici 3 vertikální MOLLE smyčky.
- Vložte držák do smyček a zajistěte, aby byl pevně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je držák stabilní a bezpečně připevněný.

2. Umístění tourniquetu:

- Vložte tourniquet do elastických smyček tak, aby byl snadno přístupný.
- Ujistěte se, že tourniquet je správně umístěn a že elastické smyčky jej dostatečně drží.
- Pro menší tourniquety nebo jiné předměty, jako jsou flex cuffs, použijte menší elastické smyčky.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav držáku a elastických smyček.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě produkt vyřadte z používání.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je to zakázáno místními předpisy.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a pokynech k produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoli dotazů ohledně bezpečnosti produktu doporučujeme sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání produktu TOURNIQUET NOW! STRAP TOURNIQUET HOLDER.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz